

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804 www.assa-group.ru



ACCH

# NFS-230/330/230C Наноспектрометр высокого разрешения со спектрофлуориметром

Производитель: JASCO Corporation

Модель: NFS-230/330/230C

https://assa-group.ru/nfs-23033023 Oc-nanospektrometr-vysokogo-razr esheniya-so-spektrofluorimetrom

Компания Jasco в своих сканирующих оптических наноспектрометрах ближнего поля предоставила возможность преодолеть дифракционный предел и изучать нанообъекты.

В сканирующем оптическом микроскопе ближнего поля источник излучения с пространственным разрешением меньшим, чем длина волны, используется в качестве сканирующего зонда. Зонд сканирует поверхность образца на высоте в несколько нанометров, пьезоэлектрический манипулятор поддерживает зазор между зондом и поверхностью с помощью системы обратной связи между датчиком и блоком электроники. На выходе конуса зонда имеется небольшое отверстие, оптоволоконный световод покрыт золотом. Облучая образец с помощью источника "ближнего поля", создаваемого диафрагмой зонда, можно получать оптические изображения с пространственным разрешением от 50 нм, преодолевая "дифракционный предел".

Возможности точного картирования и контроля расстояния между





634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804 www.assa-group.ru

наконечником зонда и поверхностью образца обеспечивают контролируемое возбуждение в субмикроскопической области. В результате мы получаем данные флуоресценции с пространственным разрешением, недостижимым для обычной микроскопии.

Программный модуль "Image Manager":

Модуль управления изображением позволяет получить трехмерную картину высокого разрешения, включая и топологию поверхности образца.

При отображении интенсивности и площали сигналов пиков/распределения, а также значения полуширины, программный модуль позволяет получить удивительно реалистичные 3D изображения.

Кроме того, становится возможным эффективно извлекать необходимую информацию с помощью различных функций обработки изображений и инструментов анализа больших объемов экспериментальных данных.

Другие экспериментальные системы могут быть сопряжены с приборами серии NFS через разъемы BNC на панели интерфейса блока питания.

Возможности пульта управления:

- Одновременное картирование по друм каналам передачи данных.
- Синхронное управление системой ближнего поля спектрометра и внешними инструментами с помощью входных и выходных триггеров.



634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804 www.assa-group.ru



- Внешний контур управления системой обратной связи обеспечивает переключение между передачей возбуждения зонду и сигналами управления предметным столом.
- Синхронное управление возбуждением зонда и процессом сбора данных.

Серия NFS-230/330/230С включает в себя 3 модели:

NFS-230 - сканирующий оптический наноспектрометр ближнего поля для проведения экспериментов при комнатной температуре.

NFS-330 - сканирующий оптический наноспектрометр ближнего поля с криостатом для проведения низкотемпературных экспериментов. Поток газообразного гелия обеспечивает охлаждение образца до 10К и ниже.

NFS-230C - сканирующий оптический наноспектрометр ближнего поля с дополнительным внешним лазером для проведения экспериментов при комнатной температуре.

### Особенности:

ACCU

- Встроенный микроскоп ближнего поля.
- Измерение спектров флуоресценции/фотолюминесценции с пространственным разрешением от 50 до 1000 нм.
- Картирование образцов из практически любых материалов: органических, неорганических, металлов, биополимеров и т.п.
- Автоматическое переключение режимов подсветки/накопления, источника возбуждения и выбора





## фильтров.

- Системы NFS-230T и -330T поставляются в настольном исполнении.
- Системы NFS-230V и -330V монтируются на столе с виброизоляцией.

Режимы измерения	Излучение-накопление,
	накопление, излучение
	(передача)
Встроенный лазер	Стандартно: 532нм
	Дополнительно: 632,8нм
Внешний лазер	Возможно подключение двух
	лазеров (включая встроенный)
Спектрометр	Схема Черни-Тернера с
	коррекцией аберрации
	фокусное расстояние 300 мм
	дифракционные решетки 1800
	линий/мм и 600 линий/мм
	спектральное разрешение от 0.5 нм
	спектральный диапазон от 500 до 1000 нм
	многоканальный ПЗС детектор с
	охлаждением Пелетье или
	жидким азотом
Пространственное разрешение	Диаметр диафрагмы зонда
	ближнего поля 1000 нм - 50 нм,





	или менее
Предметный столик	50 мкм х 50 мкм х 15 мкм
Управление	ΠK c OC Windows
Связь с ПК	16-разрядный АЦП
Получение изображений	Система видеозахвата
Программное обеспечение	Модуль обратной связи сигнала
	и картирования ближнего поля
	Модуль отображения в режиме 3D
	Модуль для наблюдения за
	зондом
	Модуль анализа изображения
	Модуль анализа спектральных
	данных
Охлаждение исследуемого	Криостат (NFS-330)
образца	
Размер системы	710 x 680 x 550 мм (Ш x Г x В)
	(NFS-220)
	710 x 680 x 750 мм (Ш x Г x В)
	(NFS-320)
Блок питания	335 x 450 x 140 мм (Ш x Г x В)
Bec	Основной блок: 90 кг, Блок
	питания: 15 кг
	Виброизоляционный стол: 280 кг
Электропитание	$220\ B$ переменного тока $\pm\ 10\%$ ,
	250 BA (исключая потребление
	ПК и лазера)
Другие требования	Азот или воздух для
	виброизоляционного стола, от
https://acca.group.ru/pfc 220220	0,3 до 0,8 МПа

https://assa-group.ru/nfs-230330230c-nanospektrometr-vysokogo-razresheniya-so-spektrofluorimetrom

+7 499 490-02-72 634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804 www.assa-group.ru

# Подберем оборудование конкретно под вашу + 7 495 215-06-01 задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.