



Паровой дистиллятор UDK 149

Производитель: VELP
SCIENTIFICA

Модель: 149

<https://assa-group.ru/udk-149>

Паровой дистиллятор UDK 149 фирмы VELP используется для отгонки аммиачного азота после минерализации.

Дистиллятор автоматически добавляет борную кислоту в приемную колбу, воду и щелочь — в колбу Кьельдаля и выполняет отгонку. Для получения 100 мл дистиллята требуется 3 минуты при максимальной мощности парогенератора.

Дистиллятор поддерживает подключение к титраторам основных производителей и может по окончании дистилляции запустить титрование. После титрования аппарат самостоятельно промывает титровальную колбу и снова готов к работе.

Характеристики

Модель	UDK 149
Тип	Автоматический
Программ в памяти	20
Автоматическое дозирование	Щелочь, вода для разбавления, борная кислота в приемную колбу
Регулировка мощности пара	от 10% до 100%
Автоматическое удаление остатков дистилляции	Задается в программе
Автоматическое удаление остатков титрования	Да, при подключении титратора
Автоматическая промывка титровальной колбы	Да
Дисплей	Цветной, сенсорный, 3,5"
Подключения	Принтер для чеков, RS-232, TTL,
Воспроизводимость	1%
Эффективность извлечения	>99,5%
Расход воды	0,5 л/мин при 15°C, 1 л/мин при 30°C
Электропитание	230 В, 2,1 кВт
Габариты	385x780x416
Вес	26 кг

<https://assa-group.ru/udk-149>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.