



Лабораторные шкафы серии ШВ

Производитель: Термэкс

Модель: Серия ШВ

<https://assa-group.ru/laboratornye-vytyajnye-shkafy-obshchego-naznacheniya>

Шкафы модельного ряда ШВ предназначены для работы с вредными химическими веществами в лабораториях различного профиля

Шкафы представляют собой цельнометаллическую конструкцию, окрашенную эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской. Встроенная система противовесов позволяет надёжно фиксировать защитный экран на любой удобной для работы высоте.

- Каркас шкафов выполнен из прямоугольного стального профиля.
- Корпус шкафов выполнен из листовой стали.
- Шкафы расположены на регулируемых опорах высотой 0...35 мм для компенсации неровности пола.
- Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм.
- Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.
- В стандартную комплектацию входит: электроблок (три розетки, выключатель, автоматы 16А и 1А), люминесцентные светильники, подвесные тумбы с дверками.
- Возможна установка дополнительной комплектации:

гидрооборудование (полипропиленовая раковина, гусак, сифон, гибкая подводка).

- В качестве материала для столешницы используется МДФ с пластиковым покрытием, нержавеющая сталь, керамогранит или монолитная керамика (A.R.S.-Ceramics)

Выпускается 50 моделей шкафов вытяжных, отличающихся:

- материалом вытяжной камеры
- длиной
- материалом столешницы
- наличием гидрооборудования
- наличием ящичной тумбы

Конструктивные особенности шкафов вытяжных ШВ приведены в таблице:

Модель	Материал вытяжной камеры	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Материал столешницы
ШВ-СТЛ.10 О.ПЛС		1004	770	2100	Пластик
ШВ-СТЛ.10 О.КРГ					Керамогранит
ШВ-СТЛ.10 сталь О.КРМ					Монолитная керамика (A.R.S.-Ceramics)
ШВ-СТЛ.10 О.НРЖ					Нержавеющая сталь
ШВ-СТЛ.12 О.ПЛС		1204			Пластик
ШВ-СТЛ.12 О.КРГ					Керамогранит

ШВ-СТЛ.12 0.КРМ		Монолитна я керамика (A.R.S.-Ceramics)
ШВ-СТЛ.12 0.НРЖ		Нержавею щая сталь
ШВ-СТЛ.15 0.ПЛС	1504	Пластик
ШВ-СТЛ.15 0.КРГ		Керамогра нит
ШВ-СТЛ.15 0.КРМ		Монолитна я керамика (A.R.S.-Ceramics)
ШВ-СТЛ.15 0.НРЖ		Нержавею щая сталь
ШВ-СТЛ.18 0.ПЛС	1804	Пластик
ШВ-СТЛ.18 0.КРГ		Керамогра нит
ШВ-СТЛ.18 0.КРМ		Монолитна я керамика (A.R.S.-Ceramics)
ШВ-СТЛ.18 0.НРЖ		Нержавею щая сталь
ШВ-СТЛ.24 0.ПЛС	2400	Пластик
ШВ-СТЛ.24 0.КРГ		Керамогра нит
ШВ-СТЛ.24 0.КРМ		Монолитна я керамика (

ШВ-СТЛ.24
0.НРЖ
ШВ-НРЖ.1 нержавею 1004
00.КРГ щая сталь
ШВ-НРЖ.1
00.КРМ

ШВ-НРЖ.1
00.НРЖ
ШВ-НРЖ.1 1204
20.КРГ
ШВ-НРЖ.1
20.КРМ

ШВ-НРЖ.1
20.НРЖ
ШВ-НРЖ.1 1504
50.КРГ
ШВ-НРЖ.1
50.КРМ

ШВ-НРЖ.1
50.НРЖ
ШВ-НРЖ.1 1804
80.КРГ
ШВ-НРЖ.1
80.КРМ

A.R.S.-Cera
mics)
Нержавею
щая сталь
Керамогра
нит
Монолитна
я
керамика (
A.R.S.-Cera
mics)
Нержавею
щая сталь
Керамогра
нит
Монолитна
я
керамика (
A.R.S.-Cera
mics)
Нержавею
щая сталь
Керамогра
нит
Монолитна
я
керамика (
A.R.S.-Cera
mics)
Нержавею
щая сталь
Керамогра
нит
Монолитна
я
керамика (
A.R.S.-Cera
mics)

ШВ-НРЖ.1
80.НРЖ
ШВ-НРЖ.2 2400
40.КРГ
ШВ-НРЖ.2
40.КРМ

ШВ-НРЖ.2
40.НРЖ
ШВ-ПЛП.10 полипропи 1004
0.КРГ лен
ШВ-ПЛП.10
0.КРМ

ШВ-ПЛП.10
0.НРЖ
ШВ-ПЛП.12 1204
0.КРГ
ШВ-ПЛП.12
0.КРМ

ШВ-ПЛП.12
0.НРЖ
ШВ-ПЛП.15 1504
0.КРГ
ШВ-ПЛП.15
0.КРМ

A.R.S.-Cera
mics)
Нержавею
щая сталь
Керамогра
нит
Монолитна
я
керамика (
A.R.S.-Cera
mics)
Нержавею
щая сталь
Керамогра
нит
Монолитна
я
керамика (
A.R.S.-Cera
mics)
Нержавею
щая сталь
Керамогра
нит
Монолитна
я
керамика (
A.R.S.-Cera
mics)
Нержавею
щая сталь
Керамогра
нит
Монолитна
я
керамика (
A.R.S.-Cera
mics)

ШВ-ПЛП.15
О.НРЖ
ШВ-ПЛП.18 1804
О.КРГ
ШВ-ПЛП.18
О.КРМ

ШВ-ПЛП.18
О.НРЖ
ШВ-ПЛП.24 2400
О.КРГ
ШВ-ПЛП.24
О.КРМ

ШВ-ПЛП.24
О.НРЖ

A.R.S.-Cera
mics)
Нержавею
щая сталь
Керамогра
нит
Монолитна
я
керамика (
A.R.S.-Cera
mics)
Нержавею
щая сталь
Керамогра
нит
Монолитна
я
керамика (
A.R.S.-Cera
mics)
Нержавею
щая сталь

<https://assa-group.ru/laboratornye-vytyajnye-shkafy-obshchego-naznacheniya>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.