



Анализатор газов крови и электролитов **GASTAT-navi**

Производитель: **Techno Medica**

Модель: GASTAT-navi

<https://assa-group.ru/gastat-navi>

- Помещается в руке и может выполнить анализ в любом месте
- Секрет высокой точности анализа — в измерительном картридже со встроенным калибратором
- Время измерения одной пробы 165 секунд
- Длительный срок службы картриджа, срок хранения — два месяца при комнатной температуре или год в холодильнике, чередование режимов хранения
- Сенсорный цветной экран и память
- Использование прибора без специальной лаборатории обеспечивает его широкое применение

Характеристики

Проба

цельная кровь

Измерительные
картриджи

Измеряемые
параметры

Card/No 091: pH, PCO₂,
PO₂, Hct

Card/No 092: pH, PCO₂,
PO₂, Na⁺, K⁺, Hct

Card/No 093: pH, PCO₂,
Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Hct

Модель	09	09
картриджа	1	2
pH	6,8–8,0	x
PCO ₂	10–200 мМгг	x
PO ₂	20–160 мМгг	x
Na ⁺	80–200 ммоль/л	x
K ⁺	1–12 ммоль/л	x
Ca ²⁺	0,25–5,0 ммоль/л	
Hct	15,0–75,0 %	x
HCO ₃ ⁻	x	x
TCO ₂	x	x
BE	x	x
Hb		x
O ₂ sat	x	x
O ₂ CT	x	x

Расчетные параметры

BB	x	x
SBE	x	x
SBC	x	x
AaDO2	x	x
RI	x	x
cCa		

Объем пробы
Время выполнения
анализа

200 мкл
165 с: 120 с
калибровка + 45 с
анализ

Дисплей

цветной сенсорный ж
идкокристаллический
одноточечная перед
измерением

Калибровка

(калибратор встроен
в сенсорный
картридж)

Память

1000 измерений

Принтер

термопринтер, 20
символов, 56 мм

Интерфейс

USB

Условия эксплуатации
картриджа

2 месяца при
комнатной
температуре или год
в холодильнике,
чередование режимов
хранения

Условия эксплуатации

— температура 10-30
°C — влажность 5-80
%

Питание

АС 100-220 В, 50/60
Гц (сеть), 5 В
(батарея)

Габариты

анализатор:
250x120x96 мм,
картридж:

Вес

85,6x54,0x8,5 мм
1,4 кг

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.

<https://assa-group.ru/gastat-navi>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.