



Полуавтоматический дистиллятор BUCHI K-355

Производитель: Buchi

Модель: K-355

<https://assa-group.ru/buchi-k-355>

Дистилляционные установки K-350 и K-355 являются эффективным и универсальным оборудованием. Обе модели обеспечивают точные результаты измерений с высокой воспроизводимостью и высокой степенью извлечения. Они могут использоваться для решения различных задач, возникающих в аналитических лабораториях на производстве продуктов питания и напитков, а также в пищевой, сельскохозяйственной, химической и фармацевтической областях промышленности. Область применения охватывает классические методики определения содержания азота и протеинов, такие как определение содержания азота по Къельдалю, определение содержания общего азота и определение суммарной массовой доли азота по методу Деварда (AOAC, EPA, ISO и DIN). Кроме классических методик модель K-355 может использоваться и для определения содержания спирта, диоксида серы, летучих кислот и фенола.

Дистилляционные установки K-350 и K-355 разработаны с применением современных технологий и отличаются прочной и компактной конструкцией, которая займет минимум пространства в вашей лаборатории. Мощный генератор пара обеспечивает быстрый и бесперебойный процесс дистилляции.

Современные технические решения обеспечивают надежную и безопасную эксплуатацию дистилляционных установок.

Модель BUCHI K-355

Универсальная дистилляционная установка для применения в различных областях.

Кроме классических методов установка K-355 позволяет осуществлять паровую дистилляцию в разных режимах, включая методы, которые требуют пониженной паропроизводительности. Для дозирования сильных кислот используется надежный насос из кислотоустойчивых материалов.

Дополнительные области использования установки K-355:

- Перегонка спирта;
- Определение содержания диоксида серы;
- Перегонка фенола;
- Определение содержания летучих кислот.

Характеристики

Модель дистилляционной установки	BUCHI K-355
Напряжение системы питания	230 В
Частота тока	50/60 Гц
Потребляемая мощность	2200 Вт
Потребляемый ток (230В)	9.5 А
Вес	17 кг
Размеры (Длина x Высота x Глубина)	400x660x360 мм
Степень извлечения	> 99.5 %
Воспроизводимость (относительное стандартное)	< ± 1 %

отклонение)

Предел чувствительности

> 0,1 мг азота

<https://assa-group.ru/buchi-k-355>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.