



## Дисковая мельница DM 200

Производитель: Retsch GmbH

Модель: 200

<https://assa-group.ru/diskovaya-melnica-dm-200>

Благодаря надежной конструкции дисковая мельница DM 200 может использоваться для контроля качества сырья при **самых жестких условиях** как **в лабораториях и пилотных производствах**, так и **в составе производственной линии**. Мощной DM 200 достаточно **всего несколько минут, чтобы получить требуемую тонкость измельчения**.

### Примеры применения

бетон, боксит, буровые керны, высушенные пробы земли, гидроксипатит, гипс, гранит, зубная керамика, кварц, кокс, мел, осадки сточных вод, почва, руды, спеченная керамика, стеатит, стекло, строительный мусор, уголь, ферросплавы, цементный клинкер, шамот, шлак, электротехнический фарфор и др.

### Преимущества оборудования

- отличная производительность, высокая степень сокращения размера
- точная установка размера щели для получения воспроизводимых результатов измельчения

- шарнирная конструкция размольной камеры для легкой чистки
- измельчающие диски с большим сроком службы
- широкий выбор материалов размольной гарнитуры для измельчения без загрязнения
- опциональная система удаления тонкой пыли
- может работать в комбинации с щековой дробилкой ВВ 200

## Характеристики

Использование	предварительное и тонкое измельчение
Область применения	химия / пластики, строительные материалы, машиностроение / электроника, геология / металлургия, стекло / керамика
Исходный материал	средней твердости, твердый, хрупкий
Принцип измельчения	давление, трение
Исходный размер частиц*	
Конечная тонкость*	
Скорость при 50 Гц (60 Гц)	440 об/мин (528 об/мин)
Материал размольной гарнитуры	оксид циркония, закаленная сталь, карбид вольфрама, марганцовистая сталь
Установка ширины щели	непрерывная, 0,1 - 5 мм
Объем приемного сосуда	2,5 л
Привод	3-фазный редукторный электродвигатель
Мощность привода	1,5 кВт
Электропитание	различные напряжения
Тип электросети	3-фазная
Степень защиты	IP 55
Ш x В x Г в закрытом виде	440 x 400 x 870 мм
Вес нетто	~ 140 кг

Стандарты

СЕ

<https://assa-group.ru/diskovaya-melnica-dm-200>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.