




Титратор AT-500N

Производитель: Kyoto Electronics
Manufacturing

Модель: 500N

<https://assa-group.ru/at-500n>

АТ-500N. Титратор с минимальным набором функций

Простота в управлении

- Высокие эксплуатационные качества при низкой стоимости прибора
- Модель может быть оборудована одной (АТ-500N-1) или двумя (АТ-500N-2) съемными дозирующими бюретками
- Двухбюреточная модель АТ-500N-2 применяется для методов обратного титрования
- Символьно-цифровой дисплей
- 20 программ измерений, из них 4 стандартных
- Внутренняя память на 100 образцов
- Возможность вывода кривой титрования на принтер
- Возможность работы под управлением ПК или передачи данных

на ПК

- Статистическая обработка данных
- Три коммуникационных порта (RS-232C) для подключения принтера, весов и ПК
- Возможность подключения весов для автоматического ввода массы пробы

Предусилители (детекторы)

- Потенциометрический (STD)
- Фотометрический (РТА)
- Потенциометрический с поляризацией (POT)

Таблица. Технические характеристики

Модель	АТ-500N-1 / АТ-500N-2	АТ-510
Тип титратора	Классический волюметрический	
Язык диалога с прибором	английский	русский/английский
Диапазон измерений	Потенциал: -2000 мВ до +2000 мВ рН: 0 до 14 температура: 0 до 100 °С	
Дисплей	Символьно-цифровой ЖК дисплей, строки по 16 символов	Символьно-графический ЖК дисплей, 13 строк по 30 символов
Вывод кривой титрования на дисплей в реальном	Нет	Есть

Модель	АТ-500N-1 / АТ-500N-2	АТ-510
времени		
Вывод кривой титрования на принтер	Есть	Есть
Кол-во встроенных бюреток	1-2	1
Емкость бюреток, мл	1±0,005 мл, 5±0,01 мл, 10±0,015 мл, 20±0,02 мл, 50±0,05 мл	
Детекторы	Потенциометрический Потенциометрический с поляризацией Потенциометрический + фотометрический	
	Нет	Потенциометрический + кондуктометрический
Количество программ (методов)	20; из них 4 стандартных	50; из них 7 стандартных
Возможность подключения ячейки для титрования влаги по Карлу Фишеру	Нет	Есть
Хранение данных	Внутренняя память на 100 образцов	Внутренняя память на 100 образцов + съемная памяти на 100 образцов
Функция поддержки GLP/GMP	Есть	Есть

<https://assa-group.ru/at-500n>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.