



Автоматический титратор MKV-710B

Производитель: Kyoto Electronics
Manufacturing

Модель: 710B

<https://assa-group.ru/mkv-710b>

MKV-710B. Автоматический титратор по Карлу Фишеру. Базовая модель

Титраторы MKV-710B - это базовая модель MKV-710B небольших лабораторий с экономичными характеристиками и минимальным набором функций

Японское качество сборки

Все выпускаемые фирмой КЕМ приборы собираются на заводе в Киото и проходят несколько стадий контроля качества. Каждая поршневая бюретка тестируется вручную методом взвешивания дозируемой воды.

Специальная патентованная технология определения конца титрования. Технология определения конца титрования с компенсацией сопротивления жидкости обеспечивает более точные измерения, а также отсутствие потребности в перестройке параметров (чувствительность электрода, потенциал окончания титрования) в зависимости от образца, титранта или растворителя.

Функция автоматического запуска измерения. Титратор автоматически опознает момент ввода образца в ячейку и

начинает титрование. Данная функция позволяет дополнительно повысить точность измерений.

Гибкие средства обработки данных измерений. Все модели титраторов имеют набор стандартных формул для вычисления результатов титрационных измерений (расчет концентрации в %ppm и т.д.).

Кроме этого, имеется возможность самостоятельно вводить формулу расчета результата с помощью «конструктора формул», а также задавать выражение результатов в нестандартных единицах (например, г/100 г).

Предусмотрена функция коррекции результатов измерения, в случае, если какой-либо параметр был введен неверно (например, навеска образца). Выберите режим пересчета, введите правильное значение и получите точный результат.

- USB-интерфейс: Результаты измерений можно переносить на ПК с помощью USB-накопителя в формате MS Excel и PDF, и, таким образом, распечатывать данные на обычном принтере А4
- Поддержка русского языка во всех моделях
- Встроенная память на 50 результатов анализа
- Вывод кривой титрования на дисплей и на принтер
- Статистическая обработка данных (вычисление среднего значения, стандартного отклонения)
- Новая конструкция бюреточного модуля. Бюреточный модуль снабжен клапаном, расположенным в верхней части бюреточного цилиндра. Данная конструкция уменьшает мертвый объем в трубке между цилиндром и клапаном, а также конструкция уменьшает количество расходуемого на промывку титранта при его замене
- Функция «Смарт-бюретки»: сохранение информации о титранте в бюреточном модуле
- Информация о титранте (титр, дата его уточнения) заносится на микрочип, встроенный в бюретку. Эта информация сохраняется при переносе бюретки между титраторами и не

требуется повторного ввода

● Возможность вывода данных и кривой титрования, а также возможность напрямую управлять титратором с Android-устройств (только для модели В)

Внесены в Госреестр СИ РФ

<https://assa-group.ru/mkv-710b>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.