



Potstill, ASTM D 5236

Анализатор фракционного состава нефтепродуктов EURODIST Potstill

Производитель: Rofa

Модель: Potstill

<https://assa-group.ru/eurodist-potstill>

EURODIST Potstill. Установка для определения состава тяжелых фракций при пониженном давлении

Програмное обеспечение для ТВР и Potstill на русском языке.

- Полное отображение схемы и параметров установки на экране
- Процесс дистилляции полностью контролируется и управляется в соответствии со стандартами ASTM. 3 режима работы ручной, полуавтоматический, автоматический
- Процесс дистилляции может быть остановлен в любое время, после возобновления процесса данные соединяются в один файл. В течение процесса возможно несколько остановок
- Программа калибровки температурных и вакуумных датчиков, шкалы взвешивания.
- Данные сохраняются и могут выводиться на дисплей в разных окнах в процессе дистилляции
- Данные собираются через заданные (по желанию)

- интервалы времени
- Доступ к входным и выходным функциям в реальном времени
- Окно отображения диаграмм позволяет показывать все значения температуры, давления и объемы, дает возможность вручную управлять осями X и Y, распечатать диаграммы на цветном принтере
- Данные разгонки по ИТК и Potstill можно объединять.

Таблица. Технические характеристики

Соответствие стандартам	ASTM D5236
Полностью автоматическое выполнение анализа	
Максимальная температуры колбы, °C	400
Максимальная температура ИТК, °C	600
Минимальное рабочее давление, Торр	1
Объем куба, л	от 2 до 50
Материал куба	стекло или нержавеющая сталь
Емкость приемников фракций, мл	500 или 1000
Максимальное число отбираемых фракций за одну разгонку	99
Весы для взвешивания фракций	Встроенные
Колбонагреватель	Инфракрасный
Автоматическая система пожаротушения	
Размеры (ДхШхВ), мм	1600 x 800 x 2050

<https://assa-group.ru/eurodist-potstill>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.