



## Автоклав MELAtronic 23

Производитель: Melag

Модель: MELAtronic 23

<https://assa-group.ru/melatronic-23>

Фирма MELAG установила новые критерии качества в области стандартных автоклавов, выпустив автоклавы MELAtronic®17 и MELAtronic®23. В дополнение к испытанной технологии и надежности многих тысяч произведённых стандартных автоклавов типов 17 и 23, MELAtronic®17 и MELAtronic®23 оснащены электронным управлением. Это позволило, помимо отображения параметров стерилизации на цифровом дисплее, реализовать электронное управление работой автоклава. Температура и время стерилизации контролируются электроникой. Таким образом, окончание процесса обеззараживания в фазе стерилизации происходит только тогда, когда микропроцессор, по достижении температуры стерилизации, давления и соответствующего времени дает на это разрешение. Отклонения от успешного процесса стерилизации отображаются на дисплее вместе с диагностикой ошибок. Обе модели MELAtronic® соответствуют всем действующим законодательным предписаниям безопасности. Они прошли бактериологические и технические испытания (экспертиза Объединения технического контроля, экспертиза по проверке надежности). MELAtronic®17 и MELAtronic®23 работают по двум программам на выбор: 1 bar = 121°C и 2 bar = 134°C. MELAtronic®17 вмещает 3 поддона, MELAtronic®23 – на выбор 5

поддонов или 3 стандартных кассеты.

Для эффективной сушки MELAtronic®17 и MELAtronic®23 оснащены функцией дополнительной сушки и функцией предварительного нагрева рабочей камеры.

В обоих устройствах дистиллированная вода содержится во встроенном резервуаре и используется по принципу замкнутого цикла. Рабочая камера изготовлена из высококачественной легированной стали, а все остальные паропроводящие детали – из нержавеющей стали.

## **Технические характеристики**

### **MELAtronic 23**

#### **Габариты**

Наружные размеры:	ширина: 51см x глубина: 55см x высота: 38см
Камера:	∅ 23 x 45 см
Объем камер:	19 литров
Лоток:	ширина: 19см, глубина: 42 см, высота: 2см
Вес:	32 кг

#### **Электропитание:**

230 В / 50 Гц / 2,000 Вт

## **Продолжительность циклов программы:**

### **MELAtronic 23**

**Программа :  
Время стерилизации:  
Время цикла (горячий старт):**

Универсальная программа  
134°C / 2 бар)  
5 минут  
около 35 минут

Мягкая программа  
(121°C / 1 бар)  
20 минут  
около 50 минут

<https://assa-group.ru/melatronic-23>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.