



Паровой стерилизатор ГК-100-3/4, ГКД-100-4

Производитель: Тюменский
ЗМОИ

Модель: ГК-100-3/4, ГКД-100-4

<https://assa-group.ru/gk-100-3-4-gkd-100-4>

Паровые стерилизаторы ГК-100-3 и ГК-100-4 могут применяться в лечебно-профилактических организациях различного профиля для оснащения стерилизационных в больничных отделениях. Существует также проходное исполнение паровых стерилизаторов ГК, а именно ГКД-100-4, предназначенных для оснащения небольших центральных стерилизационных отделений лечебно-профилактических организаций.

Паровые стерилизаторы ГК-100-3, 100-4, ГКД-100-4 имеют горизонтально расположенную цилиндрическую камеру, автоматическое управление, несколько программ стерилизации, а также оснащены дисплеем для контроля параметров стерилизации.

Основные характеристики:

Параметр/тип	Автоматический способ управления		
	ГК-100-3	ГК-100-4	ГКД-100-4
Тип стерилизатора	непроходной	непроходной	проходной
Рубашка сте			

рилизационн ой камеры	—	наличие	
Объем камеры, л.	100		
Режимы стер илизации	132° - 20 мин 120° - 45 мин прогревочны й	Для стерилизации упакованных изделий и текстиля Для стерилизации инструментов и принадлежностей, упакованных в комбинированные пакеты Для стерилизации материалов, чувствительных к вакууму, а также растворов Для стерилизации термочувствительных упакованных резиновых материалов	

		Свободно-программируемый режим	
Тестовые режимы		Тест Бови-Дика Вакуум-тест	
Визуальное отображение этапов стерилизации	Панель оператора	Русифицированный ЖК дисплей	
Документирование процесса стерилизации		Встроенный принтер	
Вместимость в КСК-18	4 штуки		

<https://assa-group.ru/gk-100-3-4-gkd-100-4>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.