



## Система подготовки воды аналитического качества тип II Purelab Option-S

Производитель: ELGA Labwater

Модель: Purelab Option-S

<https://assa-group.ru/purelab-option-s>

По качеству получаемая вода превосходит дистиллированную. Применяется для большинства аналитических задач, включая ААС, спектрофотометрию, а также используется для приготовления растворов, мытья посуды.

Вода в этих системах дополнительно очищается пропусканием через картридж деионизации и облучением ультрафиолетом.

### **ELGA PURELAB OPTION-S 7/15**

Очищаемая вода проходит через картридж предварительной очистки, два картриджа обратного осмоса и картридж деионизации. Очищенная вода накапливается во внешнем резервуаре.

### **ELGA PURELAB OPTION-S 30/60**

Очищаемая вода проходит через картридж предварительной очистки и поступает в промежуточный резервуар, далее пропускается через картридж обратного осмоса, картридж деионизации, подвергается УФ облучению. Очищенная вода

накапливается во внешнем резервуаре.

Модель	Производ и- тельность , л/ч	Сопротивл ение воды, МОм-см	ТОС, ppb	Размеры (Д×Ш×В), мм	Масса, кг
Option-S 7	7,5	1...10	< 30	270×410× 460	13,5
Option-S 15	15				14,5
Option-S 30	30	1...15	< 50	320×570× 740	52
Option-S 60	60				53

<https://assa-group.ru/purelab-option-s>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.