



Приставки для анализа суспензий и твердых образцов ISR-2600 и ISR-2600Plus

Производитель: Shimadzu
Corporation

Модель: ISR-2600 и ISR-2600Plus

<https://assa-group.ru/pristavki-dlya-analiza-suspenziy-i-tverdyh-obrazcov>

Приставка интегрирующая
сфера ISR-2600 и ISR-2600Plus
для спектрофотометров UV2600
и UV-2700

Приставка для работы в
режимах диффузного
и зеркального отражения, а
также для измерения
коэффициента пропускания
жидкостей и твердых образцов.

Спектральный диапазон: 220 –
850 нм (ISR-2600) и 220 – 1400
нм (ISR-2600 Plus).

Внутренний диаметр сферы: 60
мм.

Детекторы: фотоумножитель
(ISR-2600), фотоумножитель

	и полупроводниковый детектор InGaAs (ISR-2600 Plus). Максимальный размер образца (В×Ш×Т): 70×70×20 мм (при работе в режиме отражения).
	Приставка ISR-603 интегрирующая сфера для спектрофотометра UV-3600Plus Приставка для работы в режимах диффузного и зеркального отражения, а также для измерения коэффициента пропускания жидкостей и твердых образцов. Спектральный диапазон: 220-2600 нм. Детекторы: ФЭУ, InGaAs, PbS. Внутренний диаметр: 60 мм. Максимальный размер образца (Ø×Т): 100×15 мм.
	Приставка ISR-1503/ISR-1503F интегрирующая сфера для спектрофотометра UV-3600Plus Приставка для работы в режимах диффузного, полного и зеркального отражения, а также для измерения коэффициента пропускания жидкостей и твердых образцов.

	Спектральный диапазон: 220-2300 нм. Детекторы: ФЭУ, InGaAs, PbS. Внутренний диаметр: 150 мм.
	Кювета для порошковых проб Используется с интегрирующей сферой. Объем кюветы 0,16 мл, в комплект входят специальный держатель и 3 кюветы.
	Большое многоцелевое отделение для образцов МРС-2600 для спектрофотометров UV-2600/2700 Для получения спектров отражения и пропускания различных твердых образцов больших размеров, таких как кремниевая пластина, линза, пластик, стекло. Встроенная интегрирующая сфера для анализа неплоских образцов, таких как линза или толстое стекло. Встроенный столик регулировки высоты образца. Спектральный диапазон: 240 – 800 нм. Максимальный размер

	образцов: В режиме пропускания (Ø×Т): 305×50 мм или 204× 300 мм. В режиме отражения (Ø×Т): 305×50 мм
	Большое многоцелевое отделение для образцов МРС-603 для спектрофотометра UV-3600Plus Для получения спектров отражения и пропускания различных твердых образцов больших размеров, таких как кремниевая пластина, линза, пластик, стекло. Встроенная интегрирующая сфера для анализа неплоских образцов, таких как линза или толстое стекло. Встроенный столик регулировки высоты образца. Спектральный диапазон: 240 – 2600 нм. Детекторы: ФЭУ, InGaAs, PbS. Максимальный размер образцов: В режиме пропускания: (Ø×Т): 305×50 мм или 204×300 мм. В режиме отражения (Ø×Т): 305×50 мм.
	Приставка зеркального отражения Приставка используется для регистрации спектра отражения

образца.

Угол отражения: 5°
минимизирует влияние
поляризованного света, что
исключает необходимость
поляризатора и упрощает
операцию.

Минимальный размер образцов:
7 мм в диаметре.

Максимальный размер образцов
(Ш×Г×Т): 100×160×15 мм.

Приставка абсолютного
зеркального отражения (5°, 12°,
30°, 45°)
для спектрофотометров
UV-2600/2700, UV-3600Plus,
SolidSpec-3700/3700DUV

Приставка предназначена для
использования с большими
многоцелевыми отделениями
для образцов MPC-2600 или
MPC-603, или
спектрофотометром
SolidSpec-3700. Удобное
переключение с режима 100%
пропускания на режим
измерения образца.

Размер образца: 25-200 мм в
диаметре или 20 – 150 мм, до 30
мм толщиной.

Поляризатор

Используется для точных измерений коэффициента отражения при большом угле падения. Этот поляризатор может использоваться только с большим многоцелевым отделением для образца и приставкой абсолютного зеркального отражения.

<https://assa-group.ru/pristavki-dlya-analiza-suspenziy-i-tverdyh-obrazcov>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.