



Возвратно- поступательные шейкеры GFL 3006 (3016, 3018)

Производитель: GFL

Модель: 3006 (3016, 3018)

[https://assa-
group.ru/gfl-3006-3016-3018](https://assa-group.ru/gfl-3006-3016-3018)

Возвратно поступательные шейкеры марок GFL 3006, 3016 и 3018 предназначены для работы там, где требуется качественно смешать жидкости. Например, в фармакологии, косметологии, медицине, микробиологии.

Немецкие шейкеры GFL 3006, 3016 и 3018 обеспечивают полноценное перемешивание различных сред. Для этого используется метод взбалтывания при возвратно-поступательных колебаниях ёмкостей, установленных в кассетах на рабочей платформе.

Аппараты предоставляют возможность выполнить перемешивание в разных ёмкостях лабораторного применения:

- пробирках;
- колбах;
- стаканах;
- планшетах.

Поставки шейкеров производятся в соответствии с техническим заданием, определяемым заказчиком, с учетом предполагаемых условий применения. Лабораториям мы предлагаем выбрать различные марки инновационных шейкеров орбитальной системы.

Немецкий производитель возвратно поступательных (колебательных) шейкеров GFL 3006, 3016 и 3018 позаботился о компактности аппарата и тщательно продумал эргономику приборов. Шейкеры GFL 3006, 3016, а также 3018 выпускаются в настольном исполнении. Они практически бесшумны, показывают высокую производительность. Возможно устанавливать оптимальную мощность, при которой аппарат имеет минимальное энергопотребление.

Выбранная конструкторами схема делает шейкеры пригодными для широкого круга задач. Приборы сочетаются с разными установками для лабораторий. Они универсальны и имеют широкое применение.

Официальный дилер фирмы GFL mBH, компания «Фармконтракт», приглашает получить необходимую информацию и предлагает купить шейкеры GFL 3006, 3016 и 3018 на выгодных условиях. Гарантированно невысокая цена. Мы обеспечиваем постановку оборудования, сервисное и послегарантийное сопровождение.

Особенности / Возвратно-поступательные шейкеры

- возможность непрерывной работы в течение заданного времени,
- защита от перегрузки и возможных перепадов напряжения,
- простая и понятная работа электронной панели управления,
- плавный запуск, без резких рывков

- наличие надежного привода с противовесом;
- постоянная частота движения независимо от нагрузки.

Дополнительные опции / Возвратно-поступательные шейкеры

- держатели,
- зажимы колб,
- двухъярусные платформы,
- планшеты с отверстиями для зажимов.

Модель	3006	3016	3018
Тип управления	аналоговый	аналоговый	цифровой
Размер платформы, мм	300 x 300	450 x 450	450 x 450
Допустимая максимальная нагрузка, кг	8	15	15
Частота встряхивания, об/мин	20 - 300		
Амплитуда встряхивания, мм	20	30	30
Таймер	60 мин или непрерывная работа		от 1 мин до 100 ч или непрерывная работа
Температура окружающей среды, °C	от +10 до +50		
Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм	380 x 510 x 140	510 x 625 x 145	510 x 625 x 145

Электропита- 220
ние, В
Мощность, Вт 65
Вес, кг 10 18 18
<https://assa-group.ru/gfl-3006-3016-3018>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.