



## Двухдверные проходные автоклавы серии DX 2D

Производитель: [Systec GmbH](#)

Модель: DX 2D

<https://assa-group.ru/systec-dx-2d>

Двухдверные проходные автоклавы монтируются в стену между чистым и подготовительным помещениями и позволяют соблюдать правильную очередность действий в лаборатории.

- Основное оснащение проходных автоклавов идентично стандартным моделям DX с фронтальной загрузкой. Автоклавы монтируются в стену между чистым и подготовительным помещениями.
- Конструкция автоклавов позволяет производить загрузку нестерильных инструментов и материалов в подготовительном помещении и выгружать их, уже стерильными, в чистом помещении и, наоборот, в случае, если автоклав используется для утилизации отходов.
- Управление автоклавом может производиться с обеих сторон, благодаря расположению контрольных панелей с каждой стороны. При этом на дисплее отражается положение противоположной дверцы (открыта / закрыта).

### **Тройная защита от контаминации**

- Невозможно открыть обе дверцы одновременно: если одна из дверей будет открыта, другая будет автоматически

заблокирована.

- После закрытия дверцы, противоположная дверца будет заблокирована до тех пор, пока не будет проведен цикл стерилизации.
- Если автоклав выключен или произошло отключение электричества, обе дверцы автоматически блокируются в закрытом состоянии.

	<b>DX-90 2D</b>	<b>DX-150 2D</b>	<b>DX-200 2D</b>
Размер камеры Ø x глубина, мм	400x750	500x750	500x1000
Объем камеры, л	90	150	200
Внешние размеры, мм			
Ширина	690	790	790
Глубина	1160	1200	1450
Высота	1430	1530	1530
Мощность, кВт	9,0	9,0	9,0
Вес, кг	250	275	290

<https://assa-group.ru/systec-dx-2d>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.



+7 499 490-02-72  
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых  
53/2, оф. 804  
[www.assa-group.ru](http://www.assa-group.ru)

