



Аппарат монтиорнига ЭКГ по Холтеру BTL CARDIOPPOINT-HOLTER H600

Производитель: BTL

Модель: BTL CARDIOPPOINT-
HOLTER H600

<https://assa-group.ru/btl-cardiopoint-holter-h600>

СИСТЕМА 3/7/12-КАНАЛЬНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ ПО ХОЛТЕРУ С ПРОДВИНУТЫМ ПО

BTL CardioPoint-Holter специально разработан для экономии времени врача. Помимо отличного качества сигнала, которое имеет решающее значение, программное обеспечение обладает рядом уникальных инструментов для проверки результатов диагностики. Это позволяет оценить запись за минимальное время с максимальной точностью.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходное качество сигнала

BTL Холтер имеет высочайшее качество сигнала даже в очень сложных условиях (например, быстрые движения), что дает возможность врачу затрачивать минимальное время для проверки результатов автоматической диагностики.

Рельефная карта

Рельеф-карта позволяет легко определить такие нарушения, как аритмия и изменения в морфологии. Этот уникальный инструмент позволяет быстро обнаружить даже те нарушения, которые как правило не видны при использовании традиционных методов анализа сигналов ЭКГ.

График Пуанкаре

График Пуанкаре - специальный инструмент, позволяющий врачам одним взглядом увидеть всю запись. Интерактивность этого инструмента позволяет быстро выявить мерцательную и другие аритмии.

Монитор активности пациента

Каждый регистратор BTL Holter определяет физическую активность пациента. Эта активность отображается в графике, в котором может быть сделано сравнение аритмий, тенденции сердечного ритма или отклонения сегмента ST.

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint – это универсальное и полное программное решение, объединяющее ЭКГ покоя, стресс-тест, холтеровское мониторирование, мониторирование артериального давления и спирометрию в единую платформу. Возможности диагностики, графические и сетевые конфигурации позволяют адаптировать программное обеспечение к требованиям пользователя, пользователю не приходится подстраиваться под него.

	H100	H300	H600
Многоуровнев	✓	✓	✓

ые шаблоны		
Анализ ритма ✓	✓	✓
Графическое разделение		✓
Обнаружение кардиостимуля тора	✓	✓
Анализ работы кардиостимуля тора	✓	✓
Оценка вариаб ельности сердечного ритма	✓	✓
Тренды вариаб ельности сердечного ритма	✓	✓
Оценка ST ✓	✓	✓
ST тренды	✓	✓
Таблица оценки QT, QTc	✓	✓
Тренды QT, QTc	✓	✓
Графики QT/RR и QT/ЧСС		✓
Оценка PQ		✓
Тренды PQ		✓
Графики PQ/RR и PQ/ЧСС		✓
Монитор активности пациента		✓
Водопад		✓
Рельеф-карта		✓
График		✓

Пуанкаре
Тахограмма
График PSD

✓
✓

<https://assa-group.ru/btl-cardiopoint-holter-h600>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.