

## Мультифункциональные центрифуги серии SL



Производитель: Thermo Fisher Scientific

Модель: SL

<https://assa-group.ru/sl-8-16-40>

Небольшие лаборатории могут быть заинтересованы в центрифугах SL8 / SL8R, укомплектованных горизонтальным ротором TX-150 (4 x 145 мл), позволяющим одновременно центрифугировать 24 пробирки (вакутейнера) объемом 5/7 мл. Центрифуги повышенной производительности (модели SL40 / SL40R), предназначенные для одновременного центрифугирования 196 пробирок (вакутейнеров) объемом 5/7мл, поставляются в медицинские центры, имеющие большой поток образцов.

### Основные характеристики:

- Центрифуги данной серии производятся как вентилируемые (модель SL), так и рефрижераторные (модель SL R) для работы с термочувствительными образцами.
- Система смены роторов Auto-Lock III позволяет проводить установку и замену роторов простым нажатием на кнопку без использования специальных инструментов
- Технология SMARTSpin оптимизирует ускорение, торможение, дисбаланс, способствует повышению безопасности и улучшению параметров

- центрифугирования
- Русскоязычный интерфейс
  - Программирование скорости центрифугирования или центробежного ускорения в зависимости от используемой методики
  - Цифровой дисплей высокого разрешения с подсветкой позволяет считывать параметры даже с большого расстояния
  - Контрольная сенсорная панель для интуитивного программирования скорости / ускорения, времени, температуры
  - Программируемые режимы ускорения и торможения для создания оптимальных программ центрифугирования
  - Автоматическое распознавание ротора предотвращает программирование скорости, превышающей максимально допустимую для данного ротора, и позволяет осуществлять быстрый автоматический пересчет скорости / ускорение
  - Практически все ротора могут быть укомплектованы аэрозоль-непроницаемыми крышками с системой закрытия ClickSeal™, обеспечивающими полную микробиологическую безопасность (сертифицировано Public Health England, Porton Down, UK). Крышка фиксируется на роторе без использования сложных зажимов и резьбовых соединений, которые допускают неправильную установку крышки, тем самым гарантируя защиту ваших проб, а также сокращая время загрузки/выгрузки образцов по сравнению с закручивающимися крышками
  - Материал крышки (полифенилсульфон) имеет повышенную устойчивость к химическим соединениям и перепадам температур по сравнению с крышками из поликарбоната или металла. Прозрачность крышек позволяет визуально контролировать образцы и повышает безопасность и удобство работы
  - Напольные центрифуги SL40F/SL40FR имеют технические

характеристики, приближенные к характеристикам настольной центрифуги SL40/SL40R и дополнительно позволяют центрифугировать 6 образцов объемом 250мл при максимальном центробежном ускорении 18 533 g

Технические характеристики	SL 8 (с охлаждаемой дением)	SL 8R (с охлаждаемой дением)	SL 16 (с охлаждаемой дением)	SL 16R (с охлаждаемой дением)	SL 40 / SL40F (с охлаждаемой дением)	SL 40R / SL40FR (с охлаждаемой дением)
Максимальный объем	4x145 мл		4x400 мл		4x1000 мл	
Максимальная скорость	16 000 об/мин	17 850 об/мин	15 200 об/мин		15 200 об/мин	
Максимальное ускорение	24 328 g	30 279 g	25 830 g		25 830 g	
Программирование	4 программы	99 программ	6 программ		6 программ / 99 программ (SL40F/SL40FR)	
Таймер, установка	до 9ч 99 мин + режим непрерывного центрифугирования					
Режимы ускорения	2		9			
Режимы торможения	2		10			
Температурный диапазон, установка	от - 10°C до + 40°C		от - 10°C до + 40°C		от - 10°C до + 40°C	
Уровень шума	менее 61	менее 55	менее 61	менее 57	менее 61	менее 57

шума, дБ					/ 64	/ 58
Габариты (ВхШхГ), см	31x47x48	32x46x67	36x44x60	36x62.5x60.5	36x56.5x67 / 84x56.5x67	36x74.5x84x74.5x84x74.5x
Вес, кг	35	71	57.5	91.5	86 / 142.5	116 / 152.5
Кат. номер	75007221	75007224	75004000	75004030	75004512	75004527
					/ 75004542	/ 75004543

<https://assa-group.ru/sl-8-16-40>

## Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.