



Автоматический аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски- Мартенса АРМ-7

Производитель: Tanaka Scientific

Модель: АРМ-7

<https://assa-group.ru/apm-7>

Анализатор АРМ-7 полностью автоматизирует определение температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса (методы А и В). Основными особенностями прибора являются специальный режим для образцов с неизвестной или высокой температурой вспышки и система безопасного аварийного отключения. Для облегчения работы механизм мешалки объединен с крышкой тигля. Простая калибровка по 11 точкам обеспечивает высокую точность настройки.

Особенности прибора

Крышка тигля и мешалка размещены на поворотном кронштейне, что позволяет просто и удобно поднимать горячую крышку тигля после завершения анализа.

Простота операций

Выберите режим испытания и введите ожидаемую температуру вспышки. В то время как прибор выполняет анализ, вы свободны

для другой работы в лаборатории. Инструмент следует
заложенному в программе порядку действий, при завершении
испытания звучит звуковой сигнал. Результаты анализа выводятся
на яркий люминесцентный экран.

Соответствие стандартам	ASTM D 93 (методы А и В); IP 34; IP 35; IP 404; EN 22719; ISO 2719; ГОСТ 6356
Диапазон температур	От 40 до 370 °С
Температурный датчик	Терморезистор Pt 100 в оболочке из нержавеющей стали
Детектирование вспышки	Термопарой с небольшой массой
Детектирование вспышки	По изменению сопротивления при ионизации
Поджигание	Газовым пламенем с электрической поддержкой либо электрическое (переключение типа поджигания занимает 1 минуту)
Охлаждение	Воздушное с помощью встроенного вентилятора
Управление	От микропроцессора
Индикация температуры	Жидкокристаллический дисплей, инкремент 0,1 °С
Размеры и вес	21 x 49 x 38,5 мм, 19 кг

<https://assa-group.ru/apm-7>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.