



Проточные цитометры серии Guava easyCyte

Производитель: Merck Millipore

Модель: Guava easyCyte

<https://assa-group.ru/guava-easycyte>

Проточные цитометры **Guava easyCyte, Millipore** – это **простые** и очень надежные **настольные** приборы, способные выполнять сложный анализ клеток в условиях лаборатории. Уникальность данного прибора заключается в запатентованной конструкции микрокапиллярной проточной ячейки, за счет чего расход реактивов и количество отходов значительно снижены. Кроме того, особая конструкция проточной ячейки позволяет пользователю при необходимости самостоятельно заменить ячейку, не прибегая к помощи сервисной службы.

Проточный цитометр может быть оснащен как одним лазером, с длиной волны 488 нм (**Guava 5HT**, **Guava 6HT**), так двумя лазерами 488 и 640 нм (**Guava 6HT/2L**, **Guava 8** и **Guava 8HT**)

Прибор позволяет регистрировать от 5 до 8 цитологических параметров (в зависимости от модели) в диапазоне 10-500 клеток/мкл. Цитометры **Guava** отличаются высокой гибкостью и скоростью получения результатов и автоматизацией процесса:

- автоматический забор образцов из 1 – 10 пробирок объемом 1,5 -2 мл;
- автоматический забор образцов из 96-луночного планшета (для моделей HT);

- автоматическая промывка проточного микрокапилляра.

Сравнительные характеристики серии цитометров Guava easyCyte

Модель	Объем пробы, мкл.	Диапазон измерений, клеток /мкл.	Длина волны лазера, нм.	Фильтры эмиссии, нм	Кол-во ре- гистриру- емых пар- аметров	Формат
Guava easyCyte 5HT	125	10-500	488	690/50 583/26 525/30	5	пробирки 1,2-1,5 мл. и 96-лун. п ланшеты
Guava easyCyte 6HT	125	10-500	488	661/19 690/50 583/26 525/30	6	пробирки 1,2-1,5 мл. и 96- лун. план шеты
Guava easyCyte 6HT/2L	125	10-500	488/640	661/19 690/50 583/26 525/30	7	пробирки 1,2-1,5 мл. и 96-лун. п ланшеты
Guava easyCyte 8	125	10-500	488/640	785/70 661/19 785/70 692/46 583/26 525/30	8	пробирки 1,2-1,5 мл.
Guava easyCyte 8HT	125	10-500	488/640	785/70 661/19 785/70 692/46 583/26	8	пробирки 1,2-1,5 мл. и 96-лун. п ланшеты

525/30

<https://assa-group.ru/guava-easycyte>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.