



Кабинет флюорографический подвижной с цифровым флюорографом на базе прицепа

Производитель: **Амико**

Модель: КФП-Ц-РП

<https://assa-group.ru/kfpc-pricep>

Характеристики прицепа специального

Вариант **передвижного флюорографического кабинета на базе прицепа** мы рекомендуем нашим покупателям в следующих случаях:

- Если уже есть транспортное средство, которое может перевозить такой прицеп, тогда можно сэкономить на стоимости шасси;
- Предполагается, что прицеп будет длительными периодами находиться без движения, и будет дешевле арендовать транспортное средство для его перевозки;
- У покупателя есть шасси, на котором он хотел бы видеть наш флюорографический кабинет. Это в основном относится к зарубежным партнерам. В данном случае дешевле и проще купить у нас сертифицированный и необлагаемый НДС КФП-Ц-РП на базе прицепа специального и после доставки переставить фургон на свое шасси. Фургон разрабатывался как раз с учетом того, что его можно поставить на большинство известных

зарубежных транспортных средств, а стоимость самого шасси прицепа незначительна.

Описание передвижного флюорографического кабинета

Флюорографический кабинет располагается в фургоне, который функционально разделен раздвижной перегородкой, изготовленной из полупрозрачного поликарбоната, на две части: процедурную и кабинет для медперсонала.

В процедурной находится цифровой флюорограф серии ПроСкан или ПроМатрикс. Пациенты попадают в помещение через одну дверь, а покидают его через другую. Это позволяет резко увеличить пропускную способность флюорографа. Одновременно в процедурной комнате могут переодеваться до трех человек. Над каждой дверью установлена тепловая завеса для использования кабинета в холодное время года.

В рентгенозащитной кабине флюорографа во время приема пациентов работает бактерицидный облучатель непрерывного действия.

В кабинете для медперсонала находится: АРМ рентгенолаборанта, мебель, умывальник и система кондиционирования.

Если АРМ рентгенолаборанта находится непосредственно в фургоне передвижного кабинета, то АРМ рентгенолога устанавливается в ЛПУ. После проведения вне стационара всех запланированных флюорографических обследований, съемный жесткий диск со снимками пациентов рентгенлаборант передает врачу-рентгенологу в ЛПУ. Детальный анализ и описание снимка проводится на АРМ рентгенолога в лечебно-профилактическом

учреждении.

Приток свежего воздуха обеспечивается вентилятором, установленным в корпус фургона.

Мобильные кабинеты оборудованы накопительным устройством. При этом, флюорограф работает с электрическими сетями 220 В.

По требованию заказчика в мобильном кабинете может быть установлена мини-электростанция, что дает возможность проводить обследования вдали от электрических сетей (не менее 1 снимка в минуту).

Комплектация передвижного кабинета цифровой флюорографии

- Флюорограф серии ПроСкан (сканирующий) или серии ПроМатрикс (на основе ПЗС-матрицы).
(ПроСкан: рентгенозащитная кабина, высокочастотное питающее устройство, излучатель, щелевая диафрагма, кремниевый детектор, бактерицидный облучатель, накопитель электроэнергии.
ПроМатрикс: рентгенозащитная кабина, высокочастотное питающее устройство, излучатель, диафрагма, цифровая камера с ПЗС-матрицей, бактерицидный облучатель, накопитель электроэнергии.)
- Рабочее место рентгенолаборанта: компьютер с графическим монитором 20 дюймов, стол, кресло;
- Рабочее место рентгенолога (устанавливается в ЛПУ): компьютер с монохромным монитором 20 дюймов и графическим монитором 19 дюймов, стол, кресло, лазерный принтер, термопринтер;

- Диван-кушетка, шкаф для верхней одежды персонала, тумбочка, умывальник;
- Кондиционер, принудительная вентиляция, две системы тепловых завес и система ускоренного обогрева кабинета.

Дополнительные возможности при оснащении передвижных/мобильных рентгеновских диагностических кабинетов

- В мобильном флюорографическом кабинете может быть установлена мини-электростанция, что дает возможность проводить обследования вдали от электрических сетей.
- Возможен вариант исполнения фургона из цельных пластиковых сэндвич-панелей.
- Возможен вариант исполнения кабинета с полной изоляцией врачей от процедурной. Общение в данном случае происходит по громкой двусторонней связи. Наблюдение может осуществляться как через прозрачную перегородку, так и по монитору с видеокамерой, установленной в кабине флюорографа.

Основные преимущества передвижного флюорографического кабинета

- Наличие рентгенозащитной кабины флюорографического аппарата, что особенно важно, учитывая, что рентгенолог и лаборант на протяжении всего рабочего времени находятся на близком расстоянии от флюорографа.
- Удобное расположение флюорографа в передней части кабинета таким образом, что пациенты, среди которых есть и больные, с улицы попадают непосредственно в процедурную, не проходят мимо врача и лаборанта и могут не вступать с ними в

прямой контакт (возможен вариант исполнения кабинета с полной изоляцией персонала от процедурной).

- Просторная процедурная с независимыми входом и выходом, позволяющая готовиться к съемке трем пациентам одновременно.

<https://assa-group.ru/kfpc-pricep>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.