



Автоматический пробоотборник Agilent 7693A

Производитель: **Agilent
Technologies**

Модель: 7693A

<https://assa-group.ru/avtomaticheskiy-probootbornik-adjilient-7693a>

Автоматический пробоотборник Agilent 7693A вобрал в себя лучшие качества предыдущих аналогов, стал ещё быстрее, производительнее, проще в установке и имеет функцию ввода проб в два испарителя. Самонастраивающийся инжектор позволяет работать с двумя испарителями попеременно, а пробоотборник легко снимается и монтируется на соседний хроматограф. Agilent 7693A станет хорошим дополнением, который необходимо купить для хроматографических систем Agilent серии 7890 и 6890 вместе с блоком управления или для законченной комплектации с Аджилент 6850 и 7820.

Автосамплер Аджилент 7693A оборудован лотком на 150 флаконов, и объём флаконов для растворителя увеличен на 20 мл. Можно вводить одновременно пробы в два испарителя и увеличить скорость и количество проводимых анализов. Ускоренный впрыск проб в хроматографы позволяет пробоотборнику 7693A обеспечить вдвое больше быстродействия и исключить разложение пробы на вводе. Автосамплер хорошо вписывается в конструкцию хроматографов и его стоимость гораздо ниже, в соответствии с огромным количеством выполняемых операций.

Расширенная программная система устанавливать не только скорость ввода пробы, но и регулирует погружение иглы, скорость транспортировки шприца и номер инжектора ввода. Здесь же можно провести простейшие операции, связанные с подготовкой пробы – подогревание, смешивание с реактивом или другим веществом. Все подготовительные и аналитические операции можно запрограммировать и использовать ежедневно.

Вас заинтересовала цена на пробоотборник Agilent 7693A, и вы решили приобрести его в комплекте к хроматографу, заполните, пожалуйста, форму, указанную в карточке к оборудованию.

Особенности / Автоматический пробоотборник Agilent 7693A

- Программирование позволяет задать скорость дозирования, передачи и впрыска.
- Поддерживается режим сэндвич-инъекций.
- Система датчиков позволяет безошибочно в автоматическом режиме проводить все операции.
- Доступны режимы экономии растворителя.
- Лоток может встряхивать образцы.
- Для наблюдения за процессом есть подсветка для шприца.

Дополнительные опции / Автоматический пробоотборник Agilent 7693A

- Инжектор для присоединения к Agilent 6850N, 6850A и Agilent 7820.
- Дополнительное устройство для еще одного шприца.

Параметр	Диапазон
Размер шприца	от 1 до 500 мкл. Возможно использование одновременное использование двух шприцев 250 и 500 мкл с дополнительным устройством для транспортировки шприца
Регулируемая глубина пробоотбора в стандартном режиме	От 2 мм вниз до 30 мм вверх
Объем введенной пробы	1 – 50% от размера шприца (мкл)
Режим многократного ввода проб	1-99 вводов
Режим многократного ввода проб, время задержки ввода	1-100 сек.
Время полоскание растворителем	0-15 сек
Количество обрабатываемых флаконов	3 штуки 2мкл
Подсветка шприца	есть
Скорость поршня для впрыска впрыска	Быстрый / медленный / переменная

<https://assa-group.ru/avtomaticheskij-probootbornik-adjilent-7693a>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

проконсультируем в юридических
вопросах.