



Видео-эндоскопическая стойка премиум класса Olympus CV-190 EVIS EXERA III

Производитель: **Olympus**

Модель: CV-190 EVIS EXERA III

<https://assa-group.ru/cv-190-evis-exera-III>

Видеоинформационный центр EVIS EXERA III CV-190 обеспечивает легкий доступ к целому спектру современных диагностических возможностей эндоскопов EVIS EXERA III.

Видеоинформационный центр EVIS EXERA III CV-190 обеспечивает легкий доступ к целому спектру современных диагностических возможностей эндоскопов EVIS EXERA III. Ряд усовершенствований обеспечивает получение эндоскопических изображений с максимальной диагностической ценностью, в то время, как улучшенная опция «картинка в картинке» способствует улучшению эргономики эндоскопического кабинета.

Двойной фокус

Двойной фокус является уникальным нововведением OLYMPUS на основе современной двухпозиционной оптической системы, которая позволяет пользователю переключать два параметра фокусировки. Простым нажатием кнопки можно выбрать необходимый режим: «ближний режим» с революционной четкостью для исследования микроскопии слизистых оболочек или «обычный режим» для обычного осмотра. Даже в «обычном режиме» эндоскопы EVIS EXERA III обладают улучшенным

разрешением изображений по сравнению с предыдущими поколениями.

Более яркий и контрастный NBI

Узкоспектральная визуализация (NBI) обеспечивает значительно большее видимое расстояние по сравнению с предыдущими поколениями.

Предварительный стоп-кадр

Уникальная новая функция предварительного стоп-кадра автоматически выбирает наиболее четкое изображение при "захвате изображения" пользователем.

Улучшенная обработка изображений

Новая и улучшенная обработка изображений обеспечивает превосходное качество изображения благодаря снижению уровня шума и ореола, а также улучшению цветового контраста. Результат: оптимальное качество изображения.

Погружной коннектор

Новый коннектор обеспечивает подключение к источнику света одним движением и устраняет необходимость в отдельном подключении видеокабеля к видеопроцессору. Это экономит время при установке и демонтаже.

Несколько форматов изображения

В зависимости от монитора, подключенного к модели CV-190, доступен целый ряд опций выходного сигнала, которые позволяют достичь оптимального изображения для установленного оборудования. Для HD-мониторов доступны форматы изображения 16:9 и 16:10.

Источник питания	Напряжение (Колебания напряжения)	220~240 В (перем. ток, в пределах ± 10 %)
------------------	---	---

Размер	Частота (Колебания частоты)	50/60 Гц (в пределах $\pm 1\%$)
	Потребление тока	150 ВА
	Габариты	370 (Ш) X 85 (В) X 455 (Г) мм; 382 (Ш) X 91(В) X 489 (Г) (макс.)
Классификация (медицинское электрическое оборудование)	Вес	10,7 кг
	Тип защиты от поражения электрическим током	Класс I
	Степень защиты от удара током контактной детали	Зависит от контактной детали. См. также прикладную часть (головка камеры или видеоскоп).
	Степень защиты от взрыва	Видеоинформационный центр следует оградить от горючих газов.

<https://assa-group.ru/cv-190-evis-exera-III>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

