

Высокоскоростная центрифуга 4-25R

Производитель: KeCheng

Модель: 4-25R

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4307



???????? ???? ??

4-25R настольная высокоскоростная центрифуга с охлаждением широко используется в клинической медицине, биохимии, генной инженерии, иммунологии и других областях. Это необходимый инструмент для центрифугирования в больницах, научно-исследовательских институтах и университетах всех уровней.

- Максимальная скорость 25 000 об/мин
- Максимальное ускорение 50803x g
- Максимальный объем 6x100 мл
- Вращение обороты/мин +/- 10 об/мин
- Диапазон температуры -20°C - 40°C
- Таймер От 1 мин до 99ч 59мин
- Внешние габариты (ДхШхВ) 730×660×445 мм
- Масса 123 кг
- Электропитание 220±22В 50Гц 15А
- Мощность 1500 Ватт

Основные характеристики

- Настольная высокоскоростная центрифуга с охлаждением
- Светодиодный дисплей с сенсорными кнопками
- Микропроцессорный контроль
- Оснащена угловыми и бакетными роторами
- Индукционный двигатель
- Автоматическое распознавание роторов и ограничение скорости
- Безопасное центрифугирование: автоматическая остановка ротора при превышении заданной скорости на 300 об/мин, при дисбалансе, плохо закрытой крышке
- Двойной электронный замок крышки
- Возможность независимой настройки скорости и ускорения, переключение между значениями и отображение на дисплее в любое время
- Клавиша быстрого центрифугирования
- Отсчет времени менее одной минуты в секундах на отдельном дисплее
- Десять степеней разгона и торможения
- Пользователи могут устанавливать пароль для блокировки центрифуги или ввода параметров для предотвращения неправильной работы
- Одновременное отображение на дисплее заданных и текущих параметров: скорости, ускорения и температуры
- Функция самодиагностики ошибок, звуковое оповещение, отображение сообщения на дисплее об ошибке
- Прямой доступ к функциям быстрого старта и предварительного охлаждения, через клавиши на дисплее
- Создание и хранение в памяти до 99 программ центрифугирования, отслеживание до 99 записей о режиме использования центрифуги и записи об ошибках
- Автоматическая система идентификации роторов, обеспечивает безопасное центрифугирование
- Уникальная система шумоподавления, тихая работа, менее 60 Дб на высоких скоростях
- Аудио и визуальные сигналы тревоги при нарушении защитных функций, таких как неправильно закрытая крышка, превышение скорости, перегрев, перегрузка по току

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4307

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.