



Лабораторные центрифуги Allegra X-12 и Allegra X-12R

Производитель: **BECKMAN
COULTER**

Модель: Allegra X-12 и Allegra
X-12R

<https://assa-group.ru/laboratornye-centrifugi-allegra-x-12-i-allegra-x-12r>

Универсальные центрифуги серии **Allegra X-12**, рассчитанные на работу с большим объемом, позволяют осаждать субклеточные структуры, дрожжи, бактерии, разделять в градиенте плотности фракции крови, проводить дифференциальное разделение ДНК, белков и вирусов.

Уникальный ротор (SX4750A) с системой автобалансировки корректирует дисбаланс до 50 г. Использование различных адаптеров позволяет центрифугировать различные пробирки (1.5 мл – 750 мл), мешки с кровью, плоскодонные культуральные флаконы объемом 25 мл и 75 мл (T-25 см², T-75 см²), бутылки и планшеты.

Герметично закрывающиеся стаканы для роторов SX4750 и SX4750A (4 x 750 мл) предотвращают возможность образования биологически опасных аэрозолей в случае повреждения пробирок.

Технические характеристики	Allegra X-12 (CCT-технология*)	Allegra X-12R (с охлаждением)

Диапазон скоростей для угловых роторов, об/мин	200 - 10 200
Диапазон скоростей для бакетных роторов, об/мин	200 - 3 750
Установка скорости, об/мин	с шагом 10
Максимальное ускорение для угловых роторов (x g)	11 400
Максимальное ускорение для бакетных роторов (x g)	3 270
Максимальный объем для угловых роторов, мл	600 мл (6 x 100 мл)
Максимальный объем для бакетных роторов, мл	3 000 мл (4 x 750 мл)
Объем образца в одном гнезде	230 мкл - 250 мл
Диапазон времени	до 99 часов 59 мин., режим Hold (продолжительное центрифугирование), режим Pulse (короткое центрифугирование)
Тип двигателя	бесщеточный индукционный
Количество режимов разгона/торможения	10 режимов разгона /11 режимов торможения

Определяемые пользователем программы	10	
Вакуум	менее 0,7 Па (5 микрон)	
Технические характеристики	+ 20°C (CCT-технология*)	от - 10°C до + 40°C (с шагом 1°C)
Контроль температуры	± 2 °C от установленной температуры	
Теплоотдача (кВт)	1,2	
Уровень шума, дВ	<68	
Ширина x Глубина x Высота (см)	76,2 x 62,2 x 34,3	
Вес (кг)	121	
Тип размещения	напольная	

**CCT-технология (constant controlled temperature) обеспечивает точный контроль температуры*

<https://assa-group.ru/laboratornye-centrifugi-allegra-x-12-i-allegra-x-12r>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.