



Карманный рефрактометр Eclipse

Производитель: Bellingham and Stanley

Модель: Eclipse

<https://assa-group.ru/eclipse>

Карманные рефрактометры являются наиболее экономичным и компактным решением, применяемым для определения показателя преломления (nD, RI) или концентрации растворов непосредственно на месте отбора пробы (например, в цеху). Благодаря широкой гамме разнообразных шкал измерения, рефрактометры Eclipse могут применяться во множестве областей в различных отраслях промышленности:

- Кондитерские изделия
- Фруктовые соки
- Напитки
- Сахар
- Вино
- Пиво
- Мед
- Масло
- Крахмал
- Рассолы
- Медицина
- Антифриз
- Аквариумы
- Хладагенты

- Морская вода

Особенности:

- Простая калибровка по нулю с защитой
- Удобный окуляр с настройкой диоптрий
- Затененное поле зрения для большего комфорта и лучшей читаемости показаний
- Четкая высокоточная шкала
- Простая очистка призмы
- Уникальная система фиксации образца, предотвращающая протекание и испарение
- Ручка с антискользящим покрытием
- Защита от влаги по нормам IP66

•

Характеристики

Кат. №	Тип шкалы	Диапазон	Цена деления
45-01	Сахар % (Brix)	0-15	0.1
45-02	Сахар % (Brix)	0-30	0.2
45-07	Сахар % (Brix)	0-32	0.2
45-03	Сахар % (Brix)	0-50	0.5
45-08	Сахар % (Brix)	28-65	0.2
45-05	Сахар % (Brix)	45-80	0.2
45-06	Сахар % (Brix)	72-95	0.2

45-27	Вода в меде (%)	10-30	0.2
45-22	Вино - °Zeiss (ABV)	10-135	1
45-25	Вино - % вероятный спирт	0-25	
		0-50	0.5
	- сахар % (Brix)		0.5
45-26	Крахмал %	0-30	0.2
45-41	Показатель преломления (nD)	1.330-1.420	0.001
45-44	Антифриз - темп. замерзания (°C)	0...-40	
		1.1-1.35	5
			0.05
45-45	- плотность электролита		
	Антифриз - темп. замерзания (°C)	30...-40	
		1.1-1.35	10
			0.05
45-46	- плотность электролита		
	Антифриз - % этиленгликоля	0-60	
		0-60	2.5
	- % пропиленгл		

	иКоля		2.5
45-65	Соленость (% NaCl)	0-28	0.2
45-63	Морская вода (%)	0-180	1
45-901	Ингибитор льда для авматоплива	0-0.25	0.01
45-81	Микропроба (сироп	0-50 Brix	0.5
45-82	Микропроба (сироп	45-80 Brix	0.5
Приборы со встроенной автотермокомпенсацией			
45-91	Сахар % (Brix)	0-30	0.2
45-92	Боме (Baume)	0-16	
	Вероятный спирт	0-18	0.2
			0.2
45-93	Ошле (Oechsle, CH-Swiss)	0-130	
		0-30	1
	Сахар % (Brix)		0.2
45-94	Ошле (Oechsle,	30-130	

D-German)	0-30	1
Сахар % (Brix)		0.2

<https://assa-group.ru/eclipse>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.