



Биохимический анализатор Stat Fax® 1904

Производитель: Awareness
Technology

Модель: Stat Fax® 1904

<https://assa-group.ru/stat-fax-1904>

- Открытая система для любых методик и реагентов
- Долговечные фильтры IAD: 340, 405, 450, 505, 545, 600 нм
- Встроенный принтер
- Термостат на 12 лунок
- Буквенно-цифровой дисплей
- Энергонезависимая память на 60 тестов

Характеристики

Диапазон линейности
измерения

0,00–2,50 единицы
оптической плотности
(A)

Точность фотометра

± (1 % от измерения
+0,005 A) при 0–1,5 A

Стабильность

дрейф нуля не более
0,005 A в течение 8 ч

Источник света

галогеновая лампа
с вольфрамовой
нитью

Фильтры (длины
волн)

340, 405, 450, 505,
545 и 600 нм

Ширина полосы пропускания на половине высоты	10 нм
Тип фильтров	интерференционные
Размер пробирки	12 мм, стандартная круглая
Минимальный объем	1 мл
Максимальный объем	2 мл (только для контроля 37 °С)
Температура	37 °С (± 0,3 °С), инкубационный блок включен постоянно, измерительная ячейка может включаться/выключаться
Время прогрева лампы	— в кинетическом режиме 120 с — в других режимах 45 с
Время прогрева ячейки	20–30 мин, зависит от окружающей температуры
Время прогрева инкубационного блока	20–30 мин, зависит от окружающей температуры
Время автоматического отключения лампы для ее сохранения	через 15 мин бездействия
Скорость	измерение, расчет и печать результатов за 3 с
Дисплей	буквенно-цифровой, 16-значный, жидкокристаллический
Принтер	термический, 20

Клавиатура

Методы расчета

Корпус

Электропитание

Температура,
влажность
Габариты, вес

знаков в строке,
бумага 57 мм
16 мембранных
клавиш, 4x4, со
звуковым сигналом
— одноточечная
калибровка по
стандарту
или фактору
— многоточечная
калибровка (до 7)
— кинетика по
стандарту
или фактору
(единичные
или множественные)
— по фиксированному
времени
пластиковый,
окрашенный
огнеупорной эмалью,
с металлическим
основанием
— 110-120
или 220-240 В, 50/60
Гц, переключение по
выбору
— потребляемая
мощность менее
50 Вт
— предохранители:
два на 0,5 А, класс Т,
250 В
15-35 °С, менее 85 %

24x34x13 см, 4,5 кг

<https://assa-group.ru/stat-fax-1904>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.