



Анализатор газов крови и электролитов GASTAT-navi

Производитель: Techno Medica

Модель: GASTAT-navi

<https://assa-group.ru/gastat-navi>

- Помещается в руке и может выполнить анализ в любом месте
- Секрет высокой точности анализа — в измерительном картридже со встроенным калибратором
- Время измерения одной пробы 165 секунд
- Длительный срок службы картриджа, срок хранения — два месяца при комнатной температуре или год в холодильнике, чередование режимов хранения
- Сенсорный цветной экран и память
- Использование прибора без специальной лаборатории обеспечивает его широкое применение

Характеристики

Проба

цельная кровь

Измерительные
картриджи

Card/No 091: pH, PCO₂,
PO₂, Hct

Card/No 092: pH, PCO₂,
PO₂, Na⁺, K⁺, Hct

Card/No 093: pH, PCO₂,
Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Hct

Измеряемые
параметры

Модель	09	09
картриджа	1	2
pH	6,8-8,0	x x
PCO ₂	10-200 мМгг	x x
PO ₂	20-160 мМгг	x x
Na ⁺	80-200 моль/л	x
K ⁺	1-12 ммоль/л	x
Ca ²⁺	0,25-5,0 ммоль/л	
Hct	15,0-75,0 %	x x

Расчетные параметры

HCO ₃ ⁻	x	x
TCO ₂	x	x
BE	x	x
Hb		x
O ₂ sat	x	x
O ₂ CT	x	x

BB	X	X
SBE	X	X
SBC	X	X
AaDO2	X	X
RI	X	X
cCa		

Объем пробы	200 мкл
Время выполнения анализа	165 с: 120 с калибровка + 45 с анализ
Дисплей	цветной сенсорный жидкокристаллический
Калибровка	одноточечная перед измерением (калибратор встроен в сенсорный картридж)
Память	1000 измерений
Принтер	термопринтер, 20 символов, 56 мм
Интерфейс	USB
Условия эксплуатации картриджа	2 месяца при комнатной температуре или год в холодильнике, чередование режимов хранения
Условия эксплуатации	— температура 10–30 °С — влажность 5–80 %
Питание	АС 100–220 В, 50/60 Гц (сеть), 5 В (батарея)
Габариты	анализатор: 250x120x96 мм, картридж:

Вес

85,6x54,0x8,5 мм
1,4 кг

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.

<https://assa-group.ru/gastat-navi>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.