



Рефрактометры RA-600/620

Производитель: Kyoto Electronics
Manufacturing

Модель: 600/620

<https://assa-group.ru/ra-600-i-ra-620-refraktometry>

RA-600 и RA-620. Рефрактометры

- Принцип измерения: показатель преломления текучего образца определяется для желтой линии натрия (nD) на длине волны 589,3 нм путем измерения угла полного внутреннего отражения луча, направляемого на образец через сапфировую призму, которая является дном измерительной кюветы
- Имеется возможность автоматического пересчета показателя преломления в процентное содержание сахара

Таблица. Технические характеристики

Модель	RA-600	RA-620
Диапазон измерения показателя преломления (nD)	1,3200-1,7000	1,3200-1,58000
Диапазон измерения сахаров по Бриксу, %	0,00-100,00	
Точность измерения	± 0,0001	± 0,00002

Модель	RA-600	RA-620
показателя преломления		
Точность измерения сахаров по Бриксу, %	$\pm 0,1$	$\pm 0,01$
Диапазон температур, °C	5-75	
Точность поддержания температуры, °C	$\pm 0,1$	$\pm 0,01$
Минимальный объем образца, мл	0,2	

<https://assa-group.ru/ra-600-i-ra-620-refraktometry>

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.