



Бокс абактериальной воздушной среды БАВ- ПЦР-"Ламинар-С" (610.100)

Производитель: **Ламинарные
системы**

Модель: БАВ-ПЦР (610.100)

<https://assa-group.ru/bav-pcr-610-100>

Назначение ПЦР бокса:

- Бокс абактериальной воздушной среды (**ПЦР-бокс**) предназначен для чистой работы с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики;
- Обеспечивает защиту рабочего места от внешнего загрязнения;
- предназначен как для научных исследований, так и для диагностики в практическом здравоохранении и службе Госсанэпиднадзора (генотипирование, диагностика инфекционных заболеваний).

Обеспечивает защиту рабочего места от внешнего загрязнения. Не обеспечивает защиту оператора и окружающей среды. Принцип действия основан на создании абактериальной рабочей среды внутри бокса под воздействием жесткого УФ-облучения на внутреннее пространство и поверхности бокса.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР
2010/07114 от 18.03.2010 г.

Стандартное исполнение ПЦР-бокса:

Рабочая камера

- лицевое стекло – распашное, материал – закаленное стекло, механизм открывания, закрывания и удерживания стекла в открытом положении снабжен газовым амортизатором;
- металлические боковые панели;
- наклонная лицевая поверхность бокса;
- освещение рабочей камеры;
- блок розеток в рабочей камере бокса;
- столешница из нержавеющей стали.

Блок УФ-облучения

- блок УФ-облучения выдвижной, расположен под столешницей.
- металлическая защита лампы УФ-облучения.

Элементы системы управления

клавишные выключатели с подсветкой:

- для включения питания шкафа;
- для включения освещения;
- установка интервала работы лампы УФ-облучения;
- отображение оставшегося интервала времени работы лампы УФ-облучения;
- учёт наработки лампы УФ-облучения;
- предупреждающий звуковой сигнал об окончании ресурса лампы УФ-облучения.

Основные параметры и размеры БАВ-ПЦР -"Ламинар-С":

Артикул изделия	1R-F.001-10.0
Габаритные размеры без подставки, мм (ШхГхВ)	1020x600x800
Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой* (ШхГхВ), мм	1020x600x1400
Размеры рабочей камеры, мм (ШхГхВ)	1015x530x535
Масса бокса без подставки (нетто), кг, не более	50
Максимально потребляемая мощность бокса, Вт, не более	1100
Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенные блоки розеток), Вт, не более	100

** у данной модели подставка не входит в состав базовой комплектации (поставляется в виде опции)*

Дополнительные опции БАВ-ПЦР-"Ламинар-С":

- дополнительный блок розеток (устанавливается слева);
- подставка рамочная (в составе бокса)/(в отдельной таре).

<https://assa-group.ru/bav-pcr-610-100>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.