



## Рециркуляционные головки Foss

Производитель: FOSS

Модель: Рециркуляционные  
головки

<https://assa-group.ru/recirkuljacionnie-golovki-foss>

Когда в дигесторном блоке проводятся рециркуляционные химические реакции, типа определения химического потребления кислорода (ХПК), вместо вытяжного блока должна использоваться рециркуляционная головка, подключенная к соответствующему источнику холодной воды. Рециркуляционные головки Tecator установлены в удобных стойках, которые согласуются со стойками для пробирок в дигесторе. Конденсаторы с шаровым соединением предназначены для использования с пробирками для дигерирования с шаровым соединением. Рециркуляционные головки совместимы с системами Auto Lift, Auto Rack и Basic.

<https://assa-group.ru/recirkuljacionnie-golovki-foss>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу**

**+ 7 495 215-06-01**



АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72

[zapros@assa-group.ru](mailto:zapros@assa-group.ru)

634021, г. Томск, ул. Елизаровых  
53/2, оф. 804

[www.assa-group.ru](http://www.assa-group.ru)

## задачу

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.