

Поляриметр AP-300

Производитель: Atago Co., Ltd.

Модель: AP-300

<https://assa-group.ru/polyarimetr-ap>



Поляриметр AP-300, является полностью автоматическим поляриметром, очень простым в использовании. Достаточно лишь заполнить исследуемой жидкостью, специальную трубку, вставив ее в гнездо для образца и нажать на старт.

2 варианта поставки поляриметра AP-300:

Вариант А (управление температурой): Поляриметр AP-300, расходомерная трубка с воронкой со специальным покрытием температурным датчиком для покрытия (200 мм, объем примерно 15мл). Циркуляционная баня для поддержки постоянной температуры поставляется отдельно

Вариант В (компенсация температуры): Поляриметр AP-300, расходомерная трубка с воронкой (200 мм, объем примерно 15мл)

Технические характеристики:

Измерительные шкалы

Угол ротации. Международная сахарная шкала (без температурной компенсации).

Показатели прибора	Международная сахарная шкала (с автоматической температурной компенсацией) Угол ротации Международная сахарная шкала (без температурной компенсации) Международная сахарная шкала (с автоматической температурной компенсацией) Специфическая оптическая ротация, концентрация, чистота
Диапазон измерения	Угол вращения: -10,00 ... +35,00°. Международная сахарная шкала: -28,00 ... +101,00°Z
Минимальные показания	Угол вращения: 0.01°. Международная сахарная шкала 0.01°Z
Точность измерения	Угол вращения: $\pm 0.01^\circ$. Международная сахарная шкала: $\pm 0.03^\circ Z$
Диапазон температурной коррекции для МСШ	От 18.0 до 30.0°C
Ручная калибровка	Позволяет проводить ручную калибровку с помощью стандартной кварцевой платы
Тип дисплея	Цветной жидкокристаллический экран с подсветкой
Длина измерительной волны	589нм (D-line)
Питание	100-240 В, 50/60 Гц
Энергопотребление	50ВА
Размеры и вес	48.5x28.5x17.5cm, 11.5 кг (Основная часть)
Программное обеспечение	да
https://assa-group.ru/polyarimetr-ap	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.