



Центрифуга для отмывки клеток крови himac MC 450

Производитель: Hitachi Koki

Модель: himac MC 450

<https://assa-group.ru/himac-mc-450>

Специализированная настольная центрифуга himac MC 450 предназначена для отмывки клеток крови и выполнения теста Кумбса. Центрифуга быстро и эффективно работает в автоматическом режиме под управлением микрокомпьютера – на тройное промывание 24 проб требуется всего 3 минуты. Новый распределитель позволяет легко закреплять и снимать пробирки с образцами.

- Для улучшения отмывки кровяных телец с помощью центрифуги используется метод избыточной промывки (добавочная порция физиологического раствора добавляется после центрифугирования и переливается через край пробирки).
- Сливная крышка и камера центрифуги легко снимаются, что облегчает процесс очистки.
- Возможность установки семистадийного снижения скорости вращения при декантировании позволяет увеличить степень осушения кровяных телец с помощью контроля объёма физиологического раствора, остающегося после отмывки.
- Новый механизм блокировки крышки центрифуги увеличивает безопасность работы.

- В качестве сигнала оповещения об окончании процесса промывки можно установить одну из пяти мелодий и звонков.

Технические характеристики центрифуги

Модель центрифуги	Центрифуга himac MC 450
Пробы	Тест-пробирки 24 (d 10, d 12x75 мм)
Скорость/ускорение	1 200 об/мин (190 x g)/3 000 об/мин (1 180 x g)
Отображение процесса	4 стадии: Отмывка→Центрифугирование→Декантация→Перемешивание
Задание скорости вручную	3 000 – 1 200 об/мин
Таймер	Автоматический/вручную: 1-99 с/1-999 с
Сигнал о прекращении процедуры	5 различных мелодий и электронных звонков
Электропитание	220 В ± 10 %, 5 А, 50/60 Гц
Габариты (ВxШxГ), мм	410x370x450
Вес, кг	29
Кат. №	№ 905589С1 АС 220 В, 50/60 Гц

Стандартная комплектация:

Ротор	1 (на 24 пробы)

Распределитель пробирок	1
Емкость для физ. раствора (с детектором уровня жидкости)	1 (5 литров)
Тест-пробирки (ø12x75 мм)	50
Сливной шланг (м)	2
Инструкция по использованию	1

<https://assa-group.ru/himac-mc-450>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.