



Аппарат для спирального посева бактериальных образцов easySpiral Pro

Производитель: INTERSCIENCE

Модель: easySpiral Pro

<https://assa-group.ru/easyspiral-pro>

Аппарат работает по принципу Spiral. На поверхность чашки Петри по убывающей спирали Архимеда тонкой струей помещается образец, от центра чаши и до ее краев. Настройки программы позволяют размещать посев, соответствующий 3 и 4 традиционным разведениям. Точный объем в каждом участке спирали известен. После инкубационного периода колония проявляется по спирали. Считают вручную или при помощи специальной сетки.

Устройство применяют в микробиологических исследованиях, а также для контроля качества продуктов питания и фармацевтических средств, теста на инфицированность косметики и интенсивность роста бактерий.

Посев можно размещать экспоненциально, равномерно и по кругу. В работе могут использоваться чашки диаметром 90 и 150 мм. Объем посева может быть 50, 100 и 200 мкл.

**Особенности / Аппарат для спирального посева
бактериальных образцов easySpiral Pro®**

- Интервал подсчета: от 100 до 1×10^7 КОЕ/мл.
- Объем программируется по USB: от 10–1000 мкл.
- Отслеживаемость: Excel™, Data Matrix.
- Совместимость с системой мониторинга dataLink™.

Дополнительные опции / Аппарат для спирального посева бактериальных образцов easySpiral Pro®

Счетчика колоний Scan® 100, автоматические счетчики Interscience Scan® 300, Scan® 500, Scan® 1200 и Scan® 4000. Защитный бокс для работы вне ламинарного потока. Datalink™. Стаканчики Spiral® DB 50. Считыватель штрих-кода.

<https://assa-group.ru/easyspiral-pro>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.