



Полуавтоматический титратор Dosimat plus

Производитель: **Metrohm AG**

Модель: Dosimat plus

<https://assa-group.ru/dosimat-plus>

Полуавтоматические титраторы Metrohm – это стационарные дозировочные модули с бюреткой на 20 мл, дисплеем и кнопочной панелью управления. Модуль поддерживает установку одной бутылки с титрантом, подключение мешалки со штативом и джойстика для ручного ввода раствора. Система ручного титрования поддерживает несколько режимов ввода титранта, работает в автоматическом режиме после установки необходимых данных и готовит растворы.

С помощью дозировочного модуля Dosimat plus можно вводить титрант порционно, по каплям или с заданной скоростью титрования. Прибор поддерживает титрование по времени с заданным объёмом и участвует в непрерывном титровании с другими дозаторами. Кроме этого, модуль дозирования можно использовать для приготовления растворов заданной концентрации.

Аппарат самостоятельно формирует отчёты по проведённым манипуляциям и позволяет либо мгновенно распечатывать их с помощью термопринтера или сохранять на сторонних носителях. Дозаторы со сменными бюретками облегчают ручное титрование, не исключая его из процесса, и максимально упрощают работу

оператора.

Приемлемая цена, точность и надёжность – отличительные качества компактных модулей Dosimat plus. Если вас заинтересовала цена модуля для титрования, тогда заполните, пожалуйста, форму, указанную в карточке оборудования.

Особенности / Полуавтоматические титраторы Dosimat plus

- Дозирующие модули обеспечивают упорядоченное ручное и полуавтоматическое титрования при заданных параметрах.
- Дозаторы имеют функцию приготовления растворов заданной концентрации.
- Система поставляется полностью укомплектованной и готовой к работе.
- Применение джойстика упрощает ручное титрование, а наполнение бюретки происходит автоматически.
- Прибор поддерживает дополнительные дозаторы и самостоятельно формирует отчёты.

Дополнительные опции / Полуавтоматические титраторы Dosimat plus

- Термопринтер.
- Дополнительные дозаторы.

Наименование поддерживаемых режимов	Описание
DOS	Ручное дозирование с помощью джойстика в реальном времени с отражением происходящих процессов на мониторе.

XDOS

Полуавтоматическое дозирование по заданному объёму, скорости или времени титрования. Вводятся данные нажимается старт и процесс проходит в соответствии с заданными параметрами.

CNT D

Режим приготовления растворов с заданной концентрацией. Прибор разводит или растворяет исходное вещество до раствора с установленной концентрацией.

LQT

Пепетирование или разбавление.

<https://assa-group.ru/dosimat-plus>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.