



Титратор 902 Titrando

Производитель: **Metrohm AG**

Модель: 902 Titrando

<https://assa-group.ru/902-titrando>

Титратор 902 Titrando – это автоматический прибор, поддерживающий следующие методики:

- Непрерывное проведение процесса с участием двух дозирующих модулей без перерыва на заполнение.
- Потенциометрическое титрование до нескольких конечных точек.
- Функцию пробоподготовки с измельчением, разбавлением, фильтрацией и отбором пробы при участии стороннего оборудования.
- Титрование при поддержании заданного значения pH на протяжении некоторого времени. Метод применим к исследованию ферментов.

Методики, используемые при работе с титратором 902 Titrando, подразумевают применение электродов с идентификаторами, куда записывается информация о калибровке и сроке годности инструмента. Встроенная функция контроля исключает использование несоответствующих электродов или с истекшим сроком годности.

Прибор имеет перечень портов и разъёмов для подключения

внешних устройств: принтера, штативов, весов или автосамплеров. Кроме этого, титратор поддерживает часто применяемые электроды для других методов титрования и имеет выходы для подключения датчика температур. Для управления с компьютера прикладывается программное обеспечение с предустановленными методиками. Построение титровальных кривых проходит в автоматическом режиме.

Особенности / Титратор 902 Titrando

- Устройством можно управлять как с собственной панели, так и через компьютер, с которым он совмещается при помощи специальной программы.
- Прибор поддерживает подключение автосамплеров и станций пробоподготовки для непрерывного процесса титрования.
- Титратор совмещается с любыми электродами и поддерживает непрерывное титрование.
- Модульная конструкция титратора позволяет подключать дополнительные внешние приборы и включать его в автоматизированный процесс.
- Функция манипулирования жидкостями упрощает процесс подготовки образцов к титрованию.

Дополнительные опции / Титратор 902 Titrando

- Устройства дозирования.
- Штативы и мешалки.
- Весы.
- Принтер.
- Насосы.
- Интерфейс RS-232 и температурный датчик.

Наименование

Поддерживаемые методики

Характеристика

Титрование до конечной точки,

Дозирующие места

Шаги дозирования

Мешалки и штативы для титрования

Дополнительные порты

<https://assa-group.ru/902-titrando>

параллельное титрование и с
удерживанием определённого
значения pH

2 модульных привода с бюретка-
ми

10 тысяч

4 магнитные или пропеллерные
мешалки со штативами

4 для периферийных приборов, 2
USB-порта

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.