



Термометрический титратор 859 Titrotherm

Производитель: **Metrohm AG**

Модель: 859 Titrotherm

<https://assa-group.ru/859-titrotherm>

Термометрический титратор 859 Titrotherm комплектуется устойчивым к агрессивным средам датчиком, быстро реагирующим на изменения температуры и обеспечивающим точные результаты на время протекания реакций с выделением или поглощением теплоты. Кроме этого, для ввода реагента используется съёмная дозирующая система с бюреткой на 10 мл, устанавливаемая на бутыль реагентом и измерительная ячейка.

Аппарат применяется в ситуациях, когда нельзя подобрать подходящие электроды для потенциометрического титрования, или инструменты в процессе могут вступить в реакцию с использованием агрессивных реагентов и повредится. Прибор контролируется устанавливаемым программным обеспечением, с набором готовых методик и возможностью обрабатывать результаты в реальном времени.

Дополнительные разъёмы на титраторе 859 Titrotherm позволяют подключить ещё один дозатор, четыре мешалки со штативами и стороннее оборудование для автоматизации процесса. Аппарат поддерживает работу с клавиатуры, подключается к весам, принтеру или распознавателю штрих-кодов. Система может быть укомплектована электродом для работы со фтороводородной

кислотой.

Датчик для измерения температуры не нуждается в калибровке и специальном хранении, долговечен и используется для всех применяемых методик термометрического титрования.

Особенности / Термометрический титратор 859 Titrotherm

- Аппарат полностью укомплектован для термометрического титрования.
- Метод применяется в случаях, когда невозможно провести потенциометрическое титрование.
- Систему можно укомплектовать специальным электродом для работы в среде плавиковой кислоты.
- Титратор работает с помощью программного обеспечения с готовыми методиками исследования.

Дополнительные опции / Термометрический титратор 859 Titrotherm

- RS-232.
- Автосамплеры.
- Принтер, клавиатура или весы.
- Электрод для работы с фтороводородной кислотой.
- Станции автоматической пробоподготовки.

Наименование	Описание
Поддерживаемые методы	Термометрическое титрование
Дозирующие элементы	Два места для съёмных дозаторов на бутылки с растворителем
Дополнительно	Поддерживаются 4 мешалки со штативами
Разъёмы	4 MSB, 2 USB

<https://assa-group.ru/859-titrotherm>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.