



## Фундус-микроскоп МАИА

Производитель: CenterVue

Модель: МАИА

[https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product\\_id=4094](https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4094)

Прибор для оценки состояния макулы объединяет сканирующий лазерный офтальмоскоп, создающий фундус-изображение глазного дна, и компьютерный микропериметр. Позволяет оценить порог чувствительности, расположение точки фиксации и стабильность фиксации, а также получить конфокальные изображения глазного дна.

### **Прибор МАИА позволяет:**

- получить изображение центральной зоны сетчатки с углом обзора 36°;
- измерить порог световой чувствительности сетчатки макулярной зоны;
- оценить качество фиксации.

Результаты измерения порога световой чувствительности и оценки фиксации сравниваются с нормативными данными для выявления каких-либо функциональных изменений.

Использование прибора информативно при различных дистрофических заболеваниях сетчатки макулярной области; особый интерес при этом уделяется возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Кроме того, прибор позволяет получить

дополнительные сведения при амблиопии и других патологических состояниях, сопровождающихся уменьшением чувствительности клеток макулярной области.

### **Режим тестирования**

*Быстрое исследование:* осуществляет скрининговую оценку порога световой чувствительности макулы и стабильности фиксации. Результаты автоматически классифицируются как: в пределах нормы / вызывает подозрение / вне пределов нормы.

*Экспертное исследование:* осуществляет количественную оценку порога световой чувствительности макулы и стабильности фиксации. Результаты автоматически классифицируются как: в пределах нормы / вызывают подозрение / вне пределов нормы.

### **Параметры стимула – Goldman III**

### **Время исследования**

Быстрое исследование занимает 2-3 мин. для каждого глаза.

Экспертное исследование занимает 4-7 мин. для каждого глаза.

[https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product\\_id=4094](https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4094)

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических



+7 499 490-02-72  
zapro@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых  
53/2, оф. 804  
[www.assa-group.ru](http://www.assa-group.ru)

вопросах.