



Автоматический коагулометр CoaLAB 1000

Производитель: LABiTec

Модель: CoaLAB 1000

<https://assa-group.ru/coalab-1000>

Автоматический коагулометр с меню тестов для клоттинговых и турбидиметрических исследований LABiTec CoaLAB 1000 предназначен для определения в плазме крови основных параметров гемостаза различными методами: клоттинговыми, турбидиметрическими с использованием хромогенных реагентов.

Стоимость коагулометров напрямую зависит от Ваших потребностей в проведении исследований гемостаза. ООО "АстроМЕД" предлагает оптимальное соотношение цены к спектру проводимых исследований. Квалифицированные специалисты нашей компании помогут Вам выбрать конфигурацию для проведения необходимых исследований по выгодной цене.

Соответствует стандартам оснащения медицинских учреждений, предусмотренных:

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 915н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология";
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н "Об утверждении

Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)";

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями".
- Анализатор имеет 2 измерительных канала
- Производительность анализатора: до 100 тестов/ час по ПВ и 50 тестов/ час по АЧТВ
- Минимальный расход реагентов: 50 мкл
- Оптическая система детекции с тремя длинами волн: 405, 570, 740 нм

Клоттинговый метод

- Fibrinogen - определение концентрации Фибриногена
- PT/FIB - протромбиновое время, вычисленный Фибриноген
- Thrombin Time - тромбиновое Время
- Batroxobin Time - рептилазное (батраксобиновое) время
- Protein C&S - активность протеина С и S
- Single Factors (II-XII) - определение активности отдельных факторов свертывания (II-XII)
- APC-R Factor V Leiden - определение резистентности фактора V Лейдена к активированному протеину С

Турбидиметрический метод

с использованием хромогенных агентов

- AT III - активность антитромбина III;
- TAFI (Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor) - тканевой ингибитор активатора фибринолиза.

<https://assa-group.ru/coalab-1000>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.