



Анализаторы электролитов серии EX

Производитель: **ЈОКОН СО.**

Модель: EX-D, Ex-Ds, Ex-Ca

<https://assa-group.ru/ex-d-ex-ds-ex-ca>

EX-D, Ex-Ds, Ex-Ca - автоматические анализаторы электролитов серии EX компании ЈОКОН, Япония. Анализаторы сочетают в себе экономичность и надежность, простоту в управлении и высокую точность. Минимальные объемы аспирируемых образцов и возможность в процессе работы выбора микрорежима позволяют продуктивно использовать этот анализатор и в детских лечебных учреждениях.

Одним из основных преимуществ, отличающих анализаторы серии EX японской корпорации ЈОКОН от существующих аналогов, является использование реагентов в отдельных упаковках, а не в паках, что предоставляет возможность осуществлять замену каждого реагента по мере его полного использования. При этом Пользователь получает реальное уменьшение общего расхода реагентов и, соответственно, значительное снижение себестоимости исследования. Все реагенты имеют длительный срок хранения как в запечатанном, так и открытом виде. Электроды имеют длительный срок службы, не требуют специального обслуживания, обеспечивают максимальную точность и достоверность измерения.

Отличительной особенностью модели EX-D является

наличие **автоматического податчика проб** с загрузкой до **20** проб одновременно.

Основные характеристики:

- **100** проб в час,
- Измеряемые виды проб: сыворотка, плазма, цельная кровь, моча, растворы для гемодиализа,
- Возможность измерения срочной пробы,
- Автоматический контроль остаточного количества реагентов,
- Сенсорные датчики потока, гарантирующие точность забираемого объема образца,
- Автоматический контроль состояния электродов с выводом на печать графического отображения остаточного срока службы электродов,
- Встроенная программа контроля качества,
- Простота, надежность и удобство в работе,
- Встроенная внутренняя память,
- Быстрый поиск ранее измеренных результатов и вывод их на печать,
- Встроенный термопринтер,
- Возможность подключения считывателя штрих-кодов,
- Возможность подключения к ЛИС,
- Возможность подключения внешнего принтера,
- Компактный эргономический дизайн.

Параметры, определяемые анализаторами ЈОКОН Ex-D, Ex-Ds:

- Na+
- K+
- Cl-

Параметры, определяемые анализатором ЈОКОН EX-Sa:

- Na+
- K+
- Ca++
- pH
- cCa++

Расходные материалы:

Наименование	Упаковка	Номер в каталоге
Стандартный раствор 1	470 мл х 2	11032
Стандартный раствор 2	140мл х 2	11033
Моющий раствор	25 мл х 1	16151
Раствор для разбавления мочи	500 мл х 1	10035
Набор калибраторов для мочи	Кал1*10 ампул, Кал2*10ампул	10036
Стандартный раствор Д для гемодиализа	20 ампул	10014
Набор стандартных растворов типа Д и типа Б для гемодиализа	20 ампул	10040
Калибратор А	5 ампул	10041
Набор калибраторов типа Д и типа А	20 ампул	10042
Na электрод	1 шт.	11002
K электрод	1 шт.	11003
Cl электрод	1 шт.	11004
Референсный электрод	1 шт.	11005

<https://assa-group.ru/ex-d-ex-ds-ex-ca>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.