

Шприцевой насос Aitecs 2016



Производитель: UAB
VILTECHMEDA

Модель: Aitecs 2016

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4246

Шприцевой насос Aitecs 2016 - портативное изделие компактного размера, которое создано для введения эпидурально, внутриартериально, подкожно или внутривенно необходимого объема медикаментозных препаратов или жидкости с той скоростью, которая устанавливается конкретным пользователем. Эту помпу можно использовать в различных областях медицинской практики: в реанимации, общей медицине, операционных отделениях, пред-, после- и родовых залах, неонатологических отделениях, в машинах медицинской неотложной помощи, в гинекологических кабинетах, отделениях акушерства и так далее.

Особенности Aitecs 2016

- Отличается легкостью в использовании и программировании;
- Позволяет применять шприцы 2-60 миллилитров;
- Обладает графическим экраном;
- Скорость инфузии колеблется в границах от 0,01 до 2200 миллилитров в один час;
- Болюс насоса может быть программируемым или ручным;

- В помпе имеется график временного давления и инфузионной скорости;
- Обладает специальным журналом событий (основной журнал, история: пациентов, нажатия клавиш, сервисных процедур);
- Обладает ярким индикатором, определяющим статус состояния самого насоса (зеленый индикатор - инфузия; индикатор оранжевого цвета - ожидание; красный индикатор - внимание, тревога);
- На дисплее появляется наименование медицинского лечебного учреждения;
- Численность степеней окклюзии - один десяток;
- Обладает возможностью конфигурировать библиотеку используемых медицинских препаратов пациентом (добавлять или удалять);
- Отличается крепежным универсальным хомутом и специфическим крепежным вращающимся хомутом (с помощью конкретной опции);
- У помпы имеются коммуникативные дополнительные выходы (порт инфракрасный и USB-порт);
- На насосе возможно обновлять программный софт (обеспечение);
- Для того чтобы заменить внутреннюю батарею, имеется простой и удобный доступ;
- Предусмотрено блокирование клавиатуры (в целях надежной защиты от вероятности несанкционированного использования);
- Обслуживание по гарантийному талону составляет двенадцать полных месяцев с даты непосредственного монтажа.

Вес пациента	0,3-300 кг.
Площадь поверхности тела пациента	0,1-10 м2
Возможности задания скорости	-по времени и заданному объему

инфузии	лекарства - в мл/час - через дозу - из расчета на вес или площадь поверхности тела в мг, мкг, нг, МЕ в мин/ч/24ч.
Скорость инфузии	0,01 – 2200 мл/ ч 0,001-99999
Объем инфузии	0,1 – 9999 мл 0,001-99999
Скорость болюса	1 – 2200 мл/ч 0,001-99999
Объем болюса	0,10 – 60 мл 0,001-99999
Доза	0,1 – 9999 мл
Концентрация препарата mg/ml; mcg/ml; ng/ml, ME/ml	0,001-99999
Программируемое время инфузии	1сек- 200ч.
Точность	2% (механическая точность 1%)
Скорость вывода воздуха	1 – 2200 мл/ ч
Объем вывода воздуха	0,1 – 4 мл
Число попыток перезапуска после окклюзии	2
Скорость в режиме KVO (Режим открытой вены)	0,1 – 5 мл/ч или текущая скорость (наименьшее значение)
Объем KVO	0,1 – 10% объема шприца
Время программируемой паузы до начала инфузии	1 мин. – 24 ч.
Журнал событий	2000 последних событий
История данного пациента	500 последних событий
История сервисных тревог	50 последних сервисных тревог

Журнал нажатий кнопок	300 последних нажатий кнопок
Работа от встроенной батареи (при отключении сетевого питания)	Минимум 10 ч при скорости 5 мл/ч
Необходима зарядка батареи	Срабатывает за 30 мин. до окончания заряда
Осталось X минут до окончания инфузии	За 5 мин. до окончания (далее каждые 2 мин.)

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4246

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.