



ASX-112FR компактный микроавтосамплер для ICP-MS

Производитель: Teledyne CETAC
Technologies

Модель: ASX-112FR

<https://assa-group.ru/asx-112fr-kompaktnyy-mikroavtosampler-dlya-icp-ms>

ASX-112FR компактный микроавтосамплер для ICP-MS.
Конструкция ASX-112 позволяет размещать его непосредственно на системе десольватации Aridus II. Подходит для работы со спектрометрами Agilent, Bruker, GV, Nu, Perkin Elmer, Thermo.

Микроавтосамплер **ASX-112FR** предоставляет новое поколение микроавтосамплеров для обработки малых объемов. **ASX-112FR** специально разработан для ICP-MS и ICP-MS высокого разрешения. Малогобаритная конструкция: компактная опорная поверхность позволяет максимально экономить лабораторное пространство. модульный метод позволяет размещать ASX-112FR на системе десольватации [AridusII](#).

Двойная проточная промывка: микросавтосамплер ASX-112FR имеет двойную промывочную станцию, которая может работать с перистальтическим насосом и поршневым насосом, чтобы свести к минимуму загрязнение образцов.

Устойчивость к коррозии и загрязнениям: емкости с пробями, штативы и подносы изготовлены из кислотостойких, неметаллических, высокочистых полимерных материалов. ASX-112FR имеет встроенную защитный корпус для минимизации

загрязнений образцов. Доступ к образцам в процессе работы сохраняется при помощи специальной откидной дверцы.

Штатив: микроавтосамплер ASX-112FR предназначен для работы с объемами образцов от 500 мкл до 15 мл.

Основные особенности:

- Многорежимный, двойная проточная промывка.
- Все смачиваемые части изготовлены из инертных материалов.
- Встроенный защитный корпус.
- Многоцелевой штатив для проб.
- Компактный дизайн.
- Совместим с большинством ICP, ICP-MS спектрометров.
- Размещается на системе десольватации AridusII.

Комплект, состоящий из автосамплера ASX-112FR, распылителя [Aridus II](#) и устройства [QuickWash](#) позволяет полностью автоматизировать анализ, обеспечить его чистоту и предоставить возможность анализировать малые объёмы проб с невысоким коэффициентом разбавления.

Технические характеристики

Габаритные размеры (В x Ш x Г)	50.8 x 33.4
Поднос	5 позиций позиций (4
Вес	14.1 кг
Конфигурации штатива для проб	Штативы С позиций; В позиции
Интерфейс	RS-232, US
Питание	220 В, 50 Г

<https://assa-group.ru/asx-112fr-kompaktnyy-mikroavtosampler-dlya-icp-ms>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.