



Биохимические анализаторы серии **Konelab**

Производитель: Thermo Fisher
Scientific

Модель: Konelab

<https://assa-group.ru/konelab>

Биохимические анализаторы Thermo серии **Konelab** – оптимальное решение для лабораторий с большим потоком исследуемых образцов.

Особенности:

- Минимальный необходимый объём образцов и реагентов
- Нет необходимости в подключении к системам водоснабжения или к канализации
- Возможность дозагрузки проб, реагентов и кювет без остановки прибора
- Охлаждаемый сектор для реагентов
- Система автоматического распознавания проб
- Система автоматического предразведения и пробоподготовки
- Модуль для перемешивания рабочих смесей
- Опциональный ионоселективный модуль
- Возможность работы со срочными (STAT) пробами
- Русифицированный, интуитивно понятный интерфейс
- Автоматический вывод отчётов об исследовании
- Возможность интегрирования в Лабораторную Информационную Сеть

- Регистрационное удостоверение

	Konelab 20	Konelab 20XT	Konelab 30	Konelab 60
Производительность	200 тестов/час	250 тестов/час	300 тестов/час	600 тестов/час
Количество реагентов	35 шт. (охлаждаемые)	35 шт. (охлаждаемые)	45 шт. (охлаждаемые)	45 шт. (охлаждаемые)
Количество проб	84 шт.	84 шт.	84 шт.	84 шт.
Количество срочных (STAT) проб	5 шт.	5 шт.	6 шт.	6 шт.
Количество реакционных кювет	600 шт.	600 шт.	600 шт.	2100 шт.
Держатель для калибраторов и контролей	Нет	Нет	39 шт.	39 шт.
Ионоселективный модуль	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально
Минимальный реакционный объем	100 мкл	100 мкл	100 мкл	100 мкл
Функция детекции	Нет	Нет	Да	Да

сгустка				
Возможность подключения к конвейеру для подачи образцов	Нет	Нет	Да	Да
Автоматическая идентификация реагентов и проб	Встроенный сканер для проб и внешний сканер для реагентов	Встроенный сканер для проб и внешний сканер для реагентов	Два встроенных сканера	Два встроенных сканера
Управляющий компьютер	Внешний	Внешний	Встроенный	Встроенный
	• "Традиционные" биохимические анализы • Определение белков острой фазы • Исследования ревматических маркеров • Исследования гликированного гемоглобина - • Исследования на	• "Традиционные" биохимические анализы • Определение белков острой фазы • Исследования ревматических маркеров • Исследования гликированного гемоглобина • Определени	• Педиатрия, гериатрия, онкология • "Традиционные" биохимические анализы • Определени • Исследования ревматических маркеров • Исследования гликированного	• Педиатрия, гериатрия, онкология • "Традиционные" биохимические анализы • Определени • Исследования ревматических маркеров • Исследования гликированного

	наркотики - • Определени е concentra ции ионов калия, натрия, хлора, лития	е concentra ции ионов калия, натрия, хлора, лития, кальция • Исследова ния на наркотики • Лекарстве нный мониторинг	гемоглобина • Определени е concentra ции ионов калия, натрия, хлора, лития, кальция	гемоглобина • Определени е concentra ции ионов калия, натрия, хлора, лития, кальция
--	---	---	--	--

<https://assa-group.ru/konelab>

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.