



Система CE/MS для эффективного капиллярного электрофореза с компьютерным контролем

Производитель: **Agilent
Technologies**

Модель: CE/MS System

<https://assa-group.ru/sistema-sems-dlya-effektivnogo-kapillyarnogo-ektroforeza-s-kompyuternym-kontrolem>

Система Agilent 7100 отлично работает в паре с любой другой масс-спектрометрической системой Agilent с возможностью контроля обеих систем одним компьютером. Кроме того, CE/MS можно комбинировать с ICP-MS серии 7900.

Преимущества и особенности системы CE/MS

- Высокоэффективная десольватационная система обеспечивает повышенную чувствительность масс-детектора.
- Простота и стабильность работы, а так же использование умеренного количества стандартных буферов организуется за счет инновационной системы распыления, не нуждающейся в позиционной регулировке («Подключи и работай»).

- Наличие в комплекте системы распылителя, работающего при нулевом потенциале, позволяет проводить электрофоретическое разделение независимо от работы МС.
- Опциональный выбор источников ионизации: ионизация электроспреем (ESI), химическая ионизация при атмосферном давлении (APCI), ионный источник с фотоионизацией при атмосферном давлении (APP).

<https://assa-group.ru/sistema-sems-dlya-effektivnogo-kapillyarnogo-elektroforeza-s-kompyuternym-kontrolem>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.