



Автомойка микропланшетов 2600-С

Производитель: **SELECTA**

Модель: 2600-С

<https://assa-group.ru/avtomojka-2600-c>

Полностью автоматическая. Проста в использовании. 50 режимов мойки.

Применение:

Клинические лаборатории, банки крови, контроль качества пищевых продуктов.

Характеристики:

- Моющая головка 12 x 1 (по заказу – 8 x 1).
- Мойка планшетов 12 x 8 лунок или 8 полос.
- Используются планшеты как с плоским, так и с круглым или коническим дном.
- Резервуары: на 2 л для раствора промывания и на 2 л для сбора отходов (с датчиком уровня).
- Память на 50 режимов.
- Позиция головки и регулируемая глубина контролируется программным обеспечением.
- Время цикла мойки – от 1 с до 2 часов.
- Диапазон дозирования – от 50 до 2000 мкл.
- Остаточный объем после удаления раствора: <1 мкл для планшетов с круглым или коническим дном, <5 мкл для планшетов с плоским дном.

- ЖК-дисплей 90 x 50 мм.

Наименование	Размер, см	Питание	Масса, кг
Автомойка мик ропланшетов 2600-С	14 x 45 x 33	110 – 250 В/ 50 – 60 Гц	12

<https://assa-group.ru/avtomojka-2600-c>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.