



Специализированные CO2 инкубаторы для микроскопов

Производитель: Olympus

Модель: CO2 инкубатор

<https://assa-group.ru/co2-inkubator>

Миниинкубатор для установки на столик микроскопа

Рекомендуется для длительных во времени исследований живых клеток.. Рекомендуемое время содержания образцов в данном инкубаторе – не более 2 суток. Система чрезвычайно проста в установке и компактна.

Инкубатор для установки на раму микроскопа

Климатическая камера из плексигласа, устанавливая на раму микроскопа снабжена функциями стандартного CO2 инкубатора:

- высокоточная система контроля температуры в камере с функцией экспресс-установки от комнатной до 42 °C за 30 мин
- высокочувствительная система контроля содержания CO2 в камере с функцией экспресс-установки от комнатного до 10 % менее чем за 2 мин
- опциональная система контроля влажности в камере с функцией экспресс-установки от комнатной до 100% за 2 мин
- специальное покрытие, предотвращающее царапины и запотевание

- возможность автоклавирования внешнего оборудования
- HEPA фильтр в системе забора воздуха

Климатическая камера может устанавливаться практически на любые микроскопы, включая снятые с производства модели.

<https://assa-group.ru/co2-inkubator>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.