



Рециркуляционные головки Foss

Производитель: **FOSS**

Модель: Рециркуляционные
головки

<https://assa-group.ru/recirkuljacionnie-golovki-foss>

Когда в дигесторном блоке проводятся рециркуляционные химические реакции, типа определения химического потребления кислорода (ХПК), вместо вытяжного блока должна использоваться рециркуляционная головка, подключенная к соответствующему источнику холодной воды. Рециркуляционные головки Tecator установлены в удобных стойках, которые согласуются со стойками для пробирок в дигесторе. Конденсаторы с шаровым соединением предназначены для использования с пробирками для дигерирования с шаровым соединением. Рециркуляционные головки совместимы с системами Auto Lift, Auto Rack и Basic.

<https://assa-group.ru/recirkuljacionnie-golovki-foss>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.