



Система подготовки воды аналитического качества тип II Purelab Option-R

Производитель: ELGA Labwater

Модель: Purelab Option-R

<https://assa-group.ru/purelab-option-r>

PURELAB OPTION-R, системы с рециркуляцией (R)

По качеству получаемая вода превосходит бидистиллированную. Применяется для большинства аналитических задач, включая ААС, спектрофотометрию, а также используется для приготовления растворов, мытья посуды. Накапливаемая в резервуаре очищенная вода, периодически рециркулирует через картридж деионизации и модуль УФ-облучения, тем самым качество хранимой воды постоянно поддерживается на высоком уровне.

ELGA PURELAB OPTION-R 7/15

Очищаемая вода проходит через картридж предварительной очистки, далее пропускается через два картриджа обратного осмоса, картридж деионизации, подвергается УФ облучению. Очищенная вода накапливается во внешнем резервуаре.

ELGA PURELAB OPTION-R 30/60

Очищаемая вода проходит через картридж предварительной

очистки и поступает в промежуточный резервуар, далее пропускается через картридж обратного осмоса, картридж деионизации, подвергается УФ облучению. Очищенная вода накапливается во внешнем резервуаре.

Модель	Производительность, л/ч	Сопротивление воды, МОм-см	ТОС, ppb	Размеры (Д×Ш×В), мм	Масса, кг
Option-R 7	7,5	10...15	< 20	270×410×460	18
Option-R 15	15				19
Option-R 30	30	5...15		320×570×740	53
Option-R 60	60				54

<https://assa-group.ru/purelab-option-r>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.