



## Инкубационные водяные бани GFL

Производитель: GFL

Модель: инкубационные

[https://assa-group.ru/bani\\_vodyanaie\\_inkubacionnie\\_gfl](https://assa-group.ru/bani_vodyanaie_inkubacionnie_gfl)

**Инкубационные водяные бани GFL (Германия)** предназначены для инкубации и инаktivации культур, для нагрева бактериологических сред, а также для проведения химических реакций или размораживания замороженных образцов.

Водяные инкубационные бани GFL: 7 моделей, 5 объемов: 7 - 40 л.

### Особенности водяных инкубационных бань GFL:

- Регуляция температуры водяной бани осуществляется при помощи микропроцессорного управления.
- Точность поддержания температуры:  $\pm 0.1$  °C.
- Дискретность установки температуры 0.1 °C.
- Электронный мониторинг работы водяной бани; при неисправности - индикация причины сбоя на экране.
- Двойная защита водяной бани от перегрева.
- Нагревательный элемент, внутренняя часть водяной бани, крышка и перфорированный поддон изготовлены из нержавеющей стали.
- Выгнутая крышка водяной бани с двойными стенками и теплоизоляцией предотвращает попадание конденсата в пробирки.

- Крышка водяной бани и перфорированный поддон входит в стандартный комплект поставки.
- Корпус водяной бани изготовлен из оцинкованной стали с порошковым покрытием устойчивым к коррозии.
- Сливной кран расположен на задней панели водяной бани.

Водяная инкубационная **баня GFL 1005** предназначена для нагревания медицинских пакетов.

Водяные инкубационные **бани GFL 1012 и 1013** имеют циркуляционную систему (магнитное перемешивание) для обеспечения равномерного распределения температуры по всему объему рабочей камеры. Бани можно использовать в вытяжных шкафах.

## Аксессуары для инкубационных водяных бань GFL:

- Жидкость для защиты бани.
- Регулятор уровня жидкости.
- Держатели для пробирок d=12 мм, 16/17 мм, 31 мм, 56 мм или детских бутылочек.
- Держатель для медицинских пакетов только для бани GFL 1005.

## Технические характеристики водяных инкубационных бань GFL

| Модель                 | 1002                                              | 1003 | 1004 | 1005 | 1008 | 1012 | 1013 |
|------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Объем водяной бани, л  | 7                                                 | 14   | 21   | 40   | 20   | 7    | 14   |
| Температурный диапазон | от температуры окружающей среды + 5 °C до 99,9 °C |      |      |      |      |      |      |

н, °C

Температура температуры водопроводной воды + 3 °C до 99,9 °C

турный

диапазо

н (с рег

уляторо

м

уровня

в

оды), °C

Точность 0,1

ь подде

ржания

темпера

туры, °C

Дискрет 0,1

ность ус

тановки

темпера

туры, °C

Размер 245 x 400 x 600 x 410 x 400 x 245 x 400 x

ы внутри 200 x 245 x 245 x 296 x 245 x 200 x 245 x

енние 145 145 145 315 205 145 145

(Ш x Г x

В), мм

Габарит 325 x 485 x 685 x 495 x 485 x 325 x 385 x

ные раз 395 x 440 x 440 x 490 x 440 x 395 x 440 x

меры 255 255 255 445 315 315 315

(Ш x Г x

В), мм

Электро 220

питание

, В

Мощнос 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,5

ть, кВт

Вес, кг 8 12 15 21 13 8 12

[https://assa-group.ru/bani\\_vodyanaie\\_inkubacionnie\\_gfl](https://assa-group.ru/bani_vodyanaie_inkubacionnie_gfl)

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.