



Коагулометр одноканальный полуавтоматический Helena C-1

Производитель: **Helena
Biosciences Europe**

Модель: C-1

<https://assa-group.ru/helena-c-1>

Полуавтоматический одноканальный анализатор для исследования гемостаза производится компанией Helena Biosciences Europe (Великобритания). Основным назначением прибора Helena C-1 считается измерение времени, за которое свертываются пробы плазмы крови, приготовленные по методике коагулометрического анализа. В сочетании с реагентами, произведенными в этой же компании, аппарат C-1 гарантирует непревзойденную точность результатов и возможность проведения абсолютно полной оценки плазменного фрагмента гемостаза. Коагулометр Helena C-1 отличается:

- Современными оптическими технологиями;
- Интуитивным интерфейсом и простым алгоритмом выполнения анализа;
- Возможностью проведения хромогенных, иммунологических и клоттинговых тестов;
- Низкой себестоимостью тестов;
- Возможностью работы с чрезвычайно малыми (от 25 мкл) объемами плазмы, что дополнительно влияет на существенное снижение себестоимости теста;
- Небольшим общим объемом реакционной кюветы (min 75

- мкл);
- Наличием позиций для разных реагентов, предусмотрена функция перемешивания;
- Оригинальным эргономическим дизайном.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диапазон измерений интервалов времени, с	от 4 до 300
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, с	$\pm 3,0$
Диапазон установки температуры инкубатора, °C	от 36,5 до 37,5 о
Минимальный объем пробы, мкл	75
Количество загружаемых проб, шт	до 1
Максимальная производительность измерений, 1/ч, не более	20
Габаритные размеры, мм, не более	245 x 130 x 60
Масса прибора, кг, не более 0,51 2,30 2,30	0,51
Потребляемая мощность, В•А, не более	42
Напряжение питания частотой (50 $\pm$ 1) Гц, В	220 $\pm$ 22
Условия эксплуатации	- температура окружающей среды: от 18 до 25 оC; - относительная влажность воздуха: от 30 до 80 %; - атмосферное давление, кПа: от

	84 до 106.
Средний срок службы, лет	5
Наработка на отказ, ч, не менее	7000

<https://assa-group.ru/helena-c-1>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.