



Анализатор электролитов крови OPTI Lion

Производитель: HTI

Модель: OPTI Lion

<https://assa-group.ru/opti-lion>

Opti Lion – компактный и легкий анализатор электролитов, работающий на одноразовых кассетах.

Na⁺, K⁺, Cl⁻, iCa и pH измеряются в одной кассете.

Точный результат менее, чем за 2 минуты. Ионизированный кальций измеряется вместе с pH при 37°C.

Автоматическая аспирация образца исключает ошибки оператора.

Opti Lion не требует обслуживания, использует одноразовые кассеты с оптическими флуоресцентными датчиками.

Opti Lion рекомендуется использовать при небольшом потоке пациентов или для проведения срочных анализов.

КАССЕТА

- E-Plus: Na, K, Cl, iCa и pH, 25 шт./уп;
- E-Lytes: Na, K, Cl, 25 шт./уп;
- N-Ca: pH, iCa, 25 шт./уп.

Срок годности 12 месяцев, рекомендуется хранить в холодильнике.

После установки кассеты выполняется калибровка.

Отходы остаются в специальном резервуаре кассеты.

ОСОБЕННОСТИ

- Не требует реагентов, работы по замене электродов, обслуживания в режиме ожидания.
- Минимальные требования по обслуживанию.
- Стоимость анализа зависит только от стоимости кассеты и бумаги.
- Автоматическая аспирация из шприцов, пробирок, исключая ошибку оператора.
- Автоматическая калибровка по всем датчикам перед началом измерения.
- Сенсорный дисплей, цветные пиктограммы, подсказки.
- Память на 200 пациентов.
- Встроенный принтер.

?????????? ??????????????

??????? ??????????: ?????????????;

?????????? ??????????: Na⁺, K⁺, Cl⁻, iCa, pH;

??? ???????? : ??????? ?????, ?????????, ??????;

????? ???????? : 125 ???;

????? ???????? : 210 ??? (???????????? - 90 ???, ????????? 120 ???);

?????????? ???????? : ?????????????;

Границы измеряемой концентрации при исследовании крови:

????????	????????????
K+	1-9,5 ?????/?
Na+	100-190 ?????/?
iCa	0,3-2 ?????/?
Cl-	65-145 ?????/?
pH	6,8-8,0

?????????: ????????????????? ?????? ??????? ???????????;

?????: ??????????? ???????????????;

?????????: RS-232, Ethernet port, CF Slot;

?????: 200 ????????????, 35 ??????????? ?????????? ??? ??????? ???????;

?????: 12 ? 36 ? 23 ??;

??? : 4,5 ??.

<https://assa-group.ru/opti-lion>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

